

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2025. Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Action<sup>2</sup><sub>NG</sub> Transit Lite**



**Código ISO 12 22 18 - Cadeira de Rodas Controlada pelo Acompanhante**

Cadeira de rodas de liga-leve com chassis em alumínio. Tela de assento em nylon 40 cm prof., encosto dobrável com tela em nylon almofadado, com bolso traseiro, altura 43cm. Tubos do encosto em Y. Altura assento-chão standard de 48,5cm e apoios de pernas a 80º destacáveis e giratórios, com patins rebatíveis. Apoios de braços rebatíveis e destacáveis, altura 28cm. Rodas traseiras 12" maciças; rodas dianteiras 7" x 1.1/4" maciças. Travão de acompanhante e travão de parque para utilizador e acompanhante. Cor de chassis Castanho Moca.



Data:


Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz    ◆ Característica standard    ○ Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =                      kg.**

| Código                                                                              | Descrição                                                                           |                            |                           |        | P.R.P. €                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|
| Invacare® Action2NG Transit Lite                                                    |                                                                                     |                            |                           |        | 299,00                     |
| Rodas 12“ x 2 maciças - eixo fixo                                                   |                                                                                     |                            |                           |        |                            |
| BR1673114                                                                           |                                                                                     | Largura 40,5 x prof. 40 cm | BR1673116                 |        | Largura 45,5 x prof. 40 cm |
| BR1673115                                                                           |                                                                                     | Largura 43 x prof. 40 cm   | BR1673117                 |        | Largura 48 x prof. 40 cm   |
| Acessórios                                                                          |                                                                                     |                            |                           |        |                            |
| Apoio de Pernas Elevatório (par)                                                    |                                                                                     |                            | Largura da Cadeira        |        |                            |
| Patim Ajustável em ângulo e profundidade                                            |  | AP1656946                  |                           | 405mm  | 204,75                     |
|                                                                                     |                                                                                     | AP1657056                  |                           | 430 mm |                            |
|                                                                                     |                                                                                     | AP1662822                  |                           | 455 mm |                            |
|                                                                                     |                                                                                     | AP1662823                  |                           | 480 mm |                            |
| Suporte para Amputados                                                              |                                                                                     |                            |                           |        |                            |
|  | AP1442991                                                                           |                            | Esquerdo                  | 115,76 |                            |
|                                                                                     | AP1442990                                                                           |                            | Direito                   |        |                            |
| Suporte de Canadianas                                                               |                                                                                     |                            |                           |        |                            |
|  | AP0572-02056                                                                        |                            | Suporte de canadianas     | 33,08  |                            |
| Apoio de Cabeça simples (inclui esticador)                                          |                                                                                     |                            |                           |        |                            |
|  | AP1673830                                                                           |                            | P/ Largura Assento 40,5cm | 152,25 |                            |
|                                                                                     | AP1673831                                                                           |                            | P/ Largura Assento 43cm   |        |                            |
|                                                                                     | AP1673832                                                                           |                            | P/ Largura Assento 45,5cm |        |                            |
|                                                                                     | AP1673833                                                                           |                            | P/ Largura Assento 48cm   |        |                            |

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

| Código                                                                            | Descrição |  |                           | P.R.P. € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|---------------------------|----------|
| Rodas Anti-Volteio                                                                |           |  |                           |          |
|  | AP1680189 |  | Roda Anti-volteio (par)   | 40,95    |
| Suporte de Soro (inclui Esticador)                                                |           |  |                           |          |
|  | AP1673836 |  | P/ Largura Assento 40,5cm | 130,20   |
|                                                                                   | AP1673837 |  | P/ Largura Assento 43cm   |          |
|                                                                                   | AP1673838 |  | P/ Largura Assento 45,5cm |          |
|                                                                                   | AP1673839 |  | P/ Largura Assento 48cm   |          |