

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**  
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2025. Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare<sup>®</sup> Action<sup>3</sup> NG Light**



**Código ISO - 12 22 03/18 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas / controlada pelo acompanhante**

Cadeira de rodas manual, estrutura de alumínio com mecanismo de encarte por cruzeta vertical de alta resistência; ângulo do assento ajustável 0º, 3º e 6º com forquetas leves dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo e punhos curtos no encosto com altura 35cm com ajuste até 40cm, tela de assento profundidade de assento 40cm em nylon com tiras aderentes macho/fêmea, encosto almofadado bi-material preto e cinza com apoio lombar (inclui bolsa traseira), protetores de roupa com rebordo destacáveis; apoios de pernas individuais a 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis, rodas traseiras pneumáticas anti-furo 24x1" com jante enraçada preta ultra leve com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade, rodas dianteiras de 6" pneu preto maciço.  
Peso máximo utilizador: 125 kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador =                      kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>MODELO</b>		
CES0017	◆ <b>Action<sup>3</sup> NG Light</b>	766,52
<b>ESPECIAL</b>		
N	◆ Configuração Standard	◆
CESSPEC	Especial	
<b>MODELO-BASE</b>		
CES0026	◆ Modelo-base <b>Action<sup>3</sup> NG</b>	◆
<b>ALBER</b>		
CEB0070	Suporte para Twion/E-motion M25 (inclui rodas anti-volteio    Tempo de entrega adicional +5dias (NC : 0300, 1062, 1064, 1066, 1073, 1150, 1170, 1185, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1441 )	511,01
<b>PROPULSÃO</b>		
CES0100	◆ Auto-propulsão	◆
<b>ASSENTO</b>		
<b>LARGURA DE ASSENTO</b>		
CES0180	Largura assento 38 cm	○
CES0190	Largura assento 40,5 cm	○
CES0200	◆ Largura assento 43 cm	◆
CES0210	Largura assento 45,5 cm	○
CES0220	Largura assento 48 cm	○
CES0230	Largura assento 50,5 cm	○
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO</b>		
CES0240	◆ Profundidade assento 40 cm	◆
CES0250	Profundidade assento 45 cm	○
CES0252	Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm- (Forn.43 cm)    (NC : 0320, 0330, 0350)	56,78
<b>ALTURA DO ASSENTO</b>		
CES0270	◆ Altura assento 48,5 cm    (NC: 0511, 0561, 1054)	◆
CES0280	Altura assento 46 cm	○
CES0290	Altura assento 43,5 cm    (NC : 1062 )	○
CES0300	Altura assento 41 cm    (NC: 1365, 1370, 1440, 1441)	○
<b>TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO</b>		
CES0320	Sem estofado de assento	○
CES0330	Nylon sem faixas aderentes	○
CES0340	◆ Nylon, com faixas aderentes macho/fêmea	◆
CES0350	Estofado almofadado em nylon	○
<b>ENCOSTO</b>		
<b>ALTURA E TIPO DE ENCOSTO</b>		
CES0410	Fixo a 7º    2 alturas 40 / 43 cm (forn. 43 cm)    punhos fixos    (NC: 0477, 0945)	○





Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição			P.R.P. €
CES0420		Fixo a 7° 51 cm altura	punhos fixos (NC: 0477)	○
CES0428	◆	Ativo fixo a 7° 35cm altura ajust até 40cm	punhos fixos e curtos (NC: 0477, 0481, 0940, 1451)	◆
CES0431		Fixo a 7° ajust em angulo e rebatível (-15 a +15°), altura 35cm com punhos curtos fixos	(NC: 0465, 0474, 0475, 0479, 0481, 0738, 0940, 1280, 1451)	113,56
CES0432		Fixo a 7° ajust em angulo e rebatível (-15 a +15°), altura 35cm com punhos longos fixos	(NC: 465, 0747, 0475, 0479, 0481, 0738)	113,56
CES0455		Costas dobráveis, angulo do encosto 7°	43 cm altura com punhos fixos (NC: 0477, 0945, encostos MATrx))	○
CES0460		Costas dobráveis, angulo do encosto 7°	51 cm altura com punhos fixos (NC: 0477, 0481, 0945, encostos matrX)	○
CES0451		Encosto MATRX ELITE E2 plano, 160mm altura (inclui hardware)		738,03
CES0452		Encosto MATRX ELITE E2 plano, 210mm altura (inclui hardware)		738,03
CES0453		Encosto MATRX ELITE E2 plano, 260mm altura (inclui hardware)		738,03
CES0454		Encosto MATRX ELITE E2 plano, 310mm altura (inclui hardware)		738,03
CES0456		Encosto MATRX ELITE E2 plano, 360mm altura (inclui hardware)		738,03
CES0457		Encosto MATRX ELITE E2 plano, 510mm altura (inclui hardware)		738,03
CES0458		Encosto MatrX Elite E2, profundo 16cm altura, c/ hardware		794,90
CES0459		Encosto MatrX Elite E2, profundo 21cm altura, c/ hardware		794,90
CES0467		Encosto MatrX Elite E2, profundo 31cm altura, c/ hardware		794,90
CES0468		Encosto MatrX Elite E2, profundo 36cm altura, c/ hardware		794,90
<b>ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRX</b>				
CES0482		Largura de Encosto 360 MM		○
CES0483		Largura de Encosto 380 MM		○
CES0484		Largura de Encosto 410 MM		○
CES0485		Largura de Encosto 430 MM		○
CES0486		Largura de Encosto 460 MM		○
CES0487		Largura de Encosto 480 MM		○
CES0488		Largura de Encosto 510 MM		○
<b>TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO</b>				
CES0465		Sem estofo		○
CES0475		Almofadado c/ ap. lombar - estampado NG		○
CES0474	◆	Almofadado Bi-Material c/ ap. Lombar e Bolsa de Encosto		◆
CES0477		Almofadado, reg em tensão (3+1 faixas) inclui bolsa de encosto		○
CES0479		Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) - estampado NG (inclui esticador)	(NC: 0940, 0945)	○
CES0481		Almofadado, Bi-Material reg. tensão (7+1 faixas) e Bolsa de Encosto (inclui esticador) (NC: 0940, 0945)		○
<b>APOIO PERNAS / PÉS</b>				
<b>APOIO DE PERNAS DIREITO</b>				
CES0510	◆	Apoio de perna a 80° giratório		◆
CES0511		Apoio de perna a 90° giratório	cor preta apenas (NC: 0600, 1035, 1050, 1056)	○
<b>APOIO DE PERNAS ESQUERDO</b>				
CES0560	◆	Apoio de perna a 80° giratório		◆
CES0561		Apoio de perna a 90° giratório	cor preta apenas (NC: 0620, 1035, 1050, 1056)	○
<b>APOIO PÉS DIREITO</b>				
CES0600	◆	Patim rebatível direito	inclui calcanheiras	◆
CES0610		Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras	45,42
<b>APOIO PÉS ESQUERDO</b>				
CES0620	◆	Patim rebatível esquerdo	inclui calcanheiras	◆
CES0630		Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras	45,42
<b>APOIO DE BRAÇOS</b>				
<b>APOIO DE BRAÇOS DIREITO (EM PRETO) (VER GUIA NO FINAL DA TABELA PRP)</b>				
CES0640		Destacável direito (N°1) - almofada curta („secretária“)	altura regulável 20-28 cm (NC: 0838, 0839)	○
CES0650		Destacável direito (N°1) - almofada longa	altura regulável 20-28 cm (NC: 0838, 0839 )	○
CES0660		Rebatível e destacavel (N°2) - almofada curta („secretária“)	altura 24 cm (NC: 0740, 0750,0838, 0839)	○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição			P.R.P. €	
CES0738	◆	Protetor de roupa com rebordo em composite, destacável	ajustável em altura (15,5 a 22cm)	(NC: 0740, 0750, 0839, 1064, 1066, 1200)	◆
CES0739		Tubular, rebatível com tubos almofadados e protetor de roupa destacável		(NC: 0740, 0750, 0838, 1064, 1066, 1200, 1345, 1430)	96,52
<b>APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO (EM PRETO)</b>					
CES0740		Destacável esquerdo (Nº1) - almofada curta („secretária“)	altura regulável 20-23-26-28 cm		○
CES0750		Destacável esquerdo (Nº1) - almofada longa	altura regulável 20-23-26-28 cm		○
CES0760		Rebatível e destacável (Nº2) - almofada curta („secretária“)	altura 24 cm	(NC: 0740, 0750, 0838, 0839)	○
CES0838	◆	Protetor de roupa com rebordo em composite, destacável	ajustável em altura (15,5 a 22cm)	(NC: 1064, 1066)	◆
CES0839		Tubular, rebatível com tubos almofadados e protetor de roupa destacável		(NC: 1200, 1345, 1365, 1430 )	96,52
<b>TIPO DE ALMOFADA DE ASSENTO</b>					
CEA0869		MATRX FLO-TECH LITE com base plana e capa bielástica de tecido soft preto		(NC : 0883)	118,45
CEA0873		MATRX FLO-TECH IMAGE com base plana e capa bielástica de tecido soft preto		(NC : 0883)	226,60
CEA0874		MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA com base plana e capa bielástica de tecido soft preto com duplo fecho		(NC : 0883)	567,79
CEA0876		MATRX LIBRA CUSHION com base plana e capa bielástica de tecido soft preto			431,52
<b>PROFUNDIDADE DA ALMOFADA DE ASSENTO</b>					
CEA0878		400 mm de profundidade			○
CEA0879		450 mm de profundidade			○
CEA0883		500 mm de profundidade			○
<b>OPÇÕES DE ENCOSTO</b>					
CES0840	◆	Sem opções		(NC: 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0936, 0940, 0945)	◆
CES0940		Esticador		(NC: 0945)	56,78
CES0945		Esticador dobrável		(NC: 1451)	90,85
<b>CORES</b>					
CES0961	◆	Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)			◆
CES0964		Branco Pérola			○
CES0965		Verde elétrico			○
CES0966		Preto mate			○
CES0974		Azul Marinho			○
CES0976		Púrpura Escuro			○
CES0969		Vermelho mate			○
CES0980		Antracite			○
<b>SUPORTE DA FORQUETA</b>					
CES0996	◆	Leve			◆
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>					
CES1035		6" X 1,1/4" maciças soft, pretas			○
CES1050	◆	6" X 1,1/4" maciças, pretas			◆
CES1054		5" X 1" maciças Pretas		(NC : 1062 )	○
CES1056		5" 1/2 X 1" 3/4 maciças soft, pretas		(NC : 1062 )	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>					
<b>TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS</b>					
CES1064		20"		(NC : 1073, 1076, 1088, 1092, 1170, 1260)	113,56
CES1066		22"		(NC: 1092, 1260 )	○
CES1068	◆	24"		(NC : 1261 )	◆
<b>TIPO DE RODA TRASEIRA</b>					
CES1072		Rodas Reforçadas	Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	(NC : 1092)	113,56
CES1073		Rodas com travão tambor (inclui travões de acompanhante)	20"/22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	(NC : 1092, 1170, 1270, 1272, 1275)	249,83

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição			P.R.P. €
CES1076	◆	Rodas Leves	Eixo e jante pretas, jante enraçada (NC : 1170, 1260, 1261)	◆
<b>TIPO DE PNEU</b>				
CES1082		Pneu Maciço Preto 35 Mm (1.3/8)		○
CES1084		Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)		○
CES1088		Pneumático Preto de baixo perfil 25 Mm (1)		○
CES1092	◆	Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.		◆
<b>TIPO ARO-MOTOR</b>				
CES1140	◆	Aro-motor em alumínio pré-anodizado		◆
CES1150		Aro-motor com cobertura anti-derrapante preta		56,78
<b>TIPO DE EIXO TRASEIRO</b>				
CES1170		Eixo fixo	(NC: 1185, 1365)	○
CES1180	◆	Eixo de extração rápida		◆
<b>POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO</b>				
CES1185		Posição ativa	eixo 37,5mm à frente do tubo de encosto (NC: 1345, 1365)	○
CES1190	◆	Posição standard	eixo 25mm à frente do tubo de encosto	◆
CES1200		Posição passiva	eixo 25mm atrás do tubo de encosto	○
<b>OPÇÕES DE CHASSIS</b>				
CES1240		Sem opções de chassis		(NC : 1260, 1261) ◆
CES1260		Par protetores de raios 24" (preto)	(NC: 1261)	113,56
CES1261		Par protetores de raios 22" e 20" (transparente)		113,56
<b>TIPO DE TRAVÕES</b>				
CES1270	◆	Travão standard de empurrar		◆
CES1275		Travão de puxar		○
CES1280		Travão de acompanhante equipado nos punhos de encosto (obrigatório escolher rodas com travão de tambor 1073) - travões standard de empurrar são fornecidos em simultâneo com esta opção.		○
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>				
CES1340	◆	Sem opções de segurança	(NC: 1345, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1370, 1375, 1390)	◆
CES1345		Kit de Transporte	(NC: 1360)	28,39
CES1360		Cinto pélvico	(NC: 1361, 1362, 1363, 1364)	22,71
CES1361		Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. M, flat mount	(NC: 1362, 1363, 1364)	141,94
CES1362		Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. L, flat mount	(NC: 1363, 1364)	141,94
CES1363		Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. M, flat mount	(NC: 1364)	170,34
CES1364		Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metálica PB, tam. L, flat mount		170,34
<b>Para mais opções de Cintos de Posicionamento BODYPOINT, por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT</b>				
CES1365		Kit transferência (rodas 4") - anti-barreiras		45,42
CES1370		Par rodas anti-volteio	(NC: 1375, 1440, 1441)	56,78
CES1375		Par rodas anti-volteio com ponteiras	(NC : 1440, 1441)	85,17
CES1390		Extensão da alavanca do travão		28,39
<b>OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE</b>				
CES1420		Sem opções para o acompanhante	(NC: 1430, 1440, 1441, 1451)	◆
CES1430		Suporte de bengalas / canadianas		28,39
CES1440		Ponteira traseira direita		22,71
CES1441		Ponteira traseira esquerda		22,71
CES1451		Suporte de Soro (apenas c/ opção 0940 - esticador)		45,42
<b>PREÇO TOTAL</b>				
	(Nº1)	(Nº2)		
				
	0640	0660	0739+0839	0738/0838

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.