

Essential Visco

Colchão terapeuticamente estudado



Colchão preventivo com superfície
de espuma viscoelástica



O colchão **Essential Visco** é uma superfície de apoio com uma boa relação preço/qualidade desenvolvido para cuidados domiciliários e institucionais. Minimiza os riscos de aparecimento de úlceras por pressão graças à espuma viscoelástica que permite uma boa imersão do corpo do utilizador, uma boa distribuição dos pontos de pressão e oferece ainda máximo conforto.

Indicado para doentes com baixo a elevado risco de aparecimento de úlceras por pressão ou com valor até a 15+ na escala de Waterlow.

- ▶ Camada superior de espuma viscoelástica com 40 mm de altura.
- ▶ Base inferior de espuma de elevada resiliência para melhor suporte da espuma superior e do utilizador.
- ▶ Capa em poliuretano multi-elástica permeável aos vapores, resistente à água.
- ▶ Fecho com abertura em 3 lados para facilitar a inspeção e a limpeza
- ▶ Ignífuga



Camada superior em espuma viscoelástica

- ▶ Molda-se ao corpo do utilizador, garante uma boa redistribuição da pressão e maximiza o conforto.

Capa

- ▶ A capa é em poliuretano, permeável aos vapores e resistente aos líquidos. É multi-elástica, adapta-se facilmente à pressão, garante conforto e durabilidade. Minimiza os as forças de fricção e os efeitos de cisalhamento. A capa possui um forro branco para facilitar a inspeção.

Novo Design

- ▶ A capa do **Essential Visco** apresenta-se agora com um novo design. O nome do colchão e os pictogramas com as indicações de uso principais aparecem agora na lateral. A partir de agora, os colchões podem ser armazenados uns sobre os outros, ficando sempre visível o modelo do colchão.

Dados técnicos ▼

Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o nosso website em www.invacare.pt



Dimensões ▼



Peso máx. utilizador ▼



Temperatura lavagem à máquina ▼

Densidades (kg/m³) ▼

Códigos ▼

Essential Visco (15 cm altura)	1950 x 880 x 150 mm	140 kg	80°	32 - 34, Camada de Visco 48 - 52	1626726
Essential Visco (12 cm altura)	1950 x 880 x 120 mm	110 kg	80°	32 - 34 Camada de Visco 48 - 52	1626715

Colchão produzido em conformidade com as normas : EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match e BS 7177: Crib Source 5

1. Os cuidados de enfermagem são essenciais na prevenção de úlceras por pressão. Este colchão vai contribuir positivamente para o resultado de um plano de cuidados de prevenção de úlceras por pressão. Educação, avaliação clínica e programa de cuidados são fatores fundamentais na prevenção de úlceras por pressão. Escalas de avaliação podem ser usadas como um método formal de avaliação do risco do desenvolvimento de úlcera por pressão, e devem ser consideradas em conjunto com uma avaliação informal (Indicação / prescrição do profissional de saúde).

Tlf.: 225193360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Yes, you can.®