

LIBERTY



Scooter elétrica **LIBERTY**, a nova scooter de gama média. Combina a flexibilidade de uma scooter desmontável e prática para, por exemplo, transportar na mala do carro, com ótimas prestações de uso exterior em pisos algo irregulares. Apresenta um assento giratório para facilitar o acesso, com apoios de braços rebatíveis. Cesto dianteiro, em plástico, ideal para transportar as compras. Guiador em forma de delta anti-fadiga. Rodas de 225mm. Com um motor elétrico de

250W, atinge uma velocidade máxima de 8 Km/h. Tem autonomia para 17,5Km. Facilmente desmontável em 4 partes, sem necessidade de ferramentas. Um meio de transporte prático para quem tem algumas dificuldades motoras e/ou sofre de fadiga, mas ainda dispensa a típica cadeira de rodas. Promove a autonomia do utilizador, por exemplo, na ida ao supermercado, para passear ou visitar os amigos.

Características



Facilidade de transporte

Desmontável em 4 partes,
sem ferramentas



Facilidade de acesso

Assento giratório 360°



Comodidade

Guiador delta anti-fadiga

Dados Técnicos

LIBERTY AZUL CÉU | BORDEAUX

Referência: 51 CD SC LI. 03 | 51 CD SC LI. 06

Dimensões (CxLxA)	1120x620x935mm	Autonomia	17,5km*
Largura assento	460mm	Raio de rotação	1450mm
Rodas traseiras	225mm	Inclinação máxima	8°
Rodas dianteiras	225mm	Cores	Azul céu, bordeaux
Motor	250w	Peso sem baterias	55kg
Baterias	2x12V 22Ah	Peso peça mais pesada	17kg
Velocidade máx.	8km/h*	Peso máx. utilizador	136kg

*em condições normais de piso e peso do utilizador | Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.

Update: 01/19

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com