

Ultra compactas
Para a sua utilização diária



Serie Q
Cadeiras de rodas elétricas

Criadas individualmente para satisfazer as necessidades clínicas e funcionais de cada utilizador.



Q100 R



Q200 R



**AS CADEIRAS DE RODAS
ELÉTRICAS ULTRA
COMPACTAS DE
RENDIMENTO DIÁRIO**

RESUMO

Q100 R/Q200 R

BENEFÍCIOS CHAVE

DESENHADAS DE FORMA INTELIGENTE para desafiar os padrões das cadeiras de rodas de interior e exterior, as QUICKIE Q100 R e Q200 R com tração traseira são ultra compactas, permitindo assim uma incrível agilidade em interiores e estabilidade e desempenho superiores no exterior, o que fará com que se sinta como em casa nas ruas da cidade.

Desenho inteligente... visual inteligente... e a um preço inteligente! É a cadeira de rodas ideal para o seu dia-a-dia.

Ultra compactas. Desempenho Diário



Tecnologia de Base Inteligente

Para o desenho destas cadeiras foi utilizado um método de ensaio com o objetivo de compreender como as alterações geométricas aplicadas à base de condução podem afetar o seu rendimento. Desta forma, conseguimos produzir umas cadeiras de rodas elétricas verdadeiramente de interior e exterior.

Compactas - Agilidade no interior

Base ultra compacta com uma largura total a partir dos 54 cm e um raio de viragem reduzido, a partir dos 80 cm. Dispõe de controlos simples e intuitivos para uma condução segura e confortável, pensada para as "voltas" da vida quotidiana.

Desempenho no exterior

Dimensões cuidadosamente calculadas para oferecerem a melhor tração e estabilidade ao ar livre. Baterias robustas de 55 Amp.

Transporte simples

Compatíveis com o sistema de acoplamento DAHL, que lhe permite conduzir o seu veículo de forma segura a partir da cadeira, e testadas para a sua utilização como assento durante o transporte (Crash Tested).

Q200 R com funções elétricas do assento

Complete a configuração da Q200R com a opção de basculação elétrica do assento até 22° ou reclinção elétrica do encosto. Com uma largura total de apenas 58 cm, a Q200R é a cadeira de rodas elétrica com tração traseira e basculação elétrica mais compacta do mercado!

COMPACTAS - AGILIDADE EM INTERIORES

SEM MAIS PROBLEMAS DE ESPAÇO

Seja na sua própria casa, numa cafetaria ou no centro comercial, as Q100 R e Q200 R estão em constante contacto com o ambiente, tanto nos interiores como nos exteriores. Graças à sua base de dimensões ultra compactas e a um raio de viragem muito reduzido, até os espaços mais pequenos lhe parecerão amplos.



Q100 R: **54 cm**

Q200 R: **58 cm**

Vá onde outras cadeiras de rodas elétricas não podem chegar

Com um comprimento desenhado com precisão, a Q100 R (101cm) e a Q200 R (107 cm) adequam-se perfeitamente a elevadores e outros espaços reduzidos, sem ter abdicar da preciosa estabilidade.

Não renuncie a nada

Cansado de riscar as laterais da sua cadeira de rodas ou de danificar a pintura quando passa em portas estreitas? Graças à sua BASE ULTRA COMPACTA, as cadeiras de rodas elétricas Q100 R e Q200 R podem ir onde outras cadeiras elétricas de interior e exterior jamais poderiam devido às suas grandes dimensões, pelo que inclusivamente passar em corredores estreitos ou entre mesas cheias na sua cafeteria favorita não será um problema (especialmente com a Q100 R, com a sua base incrivelmente compacta de 54 cm de largura).

Mova-se como quiser com as Q100 R e Q200 R graças ao raio de viragem ultra reduzido. Poderá circular sem esforço em corredores estreitos, cozinhas e outros espaços pequenos sem a necessidade de realizar manobras complicadas.



Q100 R: 80 cm
Q200 R: 85 cm



Compactas, práticas e fácil de conduzir

As cadeiras de tração traseira Q100 R e Q200 R são incrivelmente intuitivas e simples de conduzir. Graças ao seu sistema de controlo de fácil compreensão, será inclusivamente capaz de circular nos espaços mais apertados com grande facilidade.



Apetece-lhe sair e dar uma volta?

As cadeiras de rodas elétricas Q100 R e Q200 R manobram com a mesma facilidade tanto nos espaços interiores como ao ar livre. As suas dimensões incrivelmente compactas proporcionam tração e estabilidade fabulosas numa variedade de terrenos, declives e, inclusivamente, no momento de ultrapassar desníveis.

DESEMPENHO NO EXTERIOR

A CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA COMPACTA COM GRANDE RENDIMENTO TAMBÉM EM EXTERIORES

Acabaram-se as lutas com as costas

Tradicionalmente, as cadeiras de rodas elétricas de interior/exterior não se adaptam bem a declives pronunciados, um problema que conseguimos resolver com a Tecnologia de Base Inteligente. Os ensaios de precisão demonstraram que os comprimentos de base de 101 cm (Q100 R) e 107 cm (Q200 R) são os ideais para evitar riscos de tombar e para manter-se seguro, inclusivamente nos momentos de percorrer declives de até 8 graus.



Enfrente qualquer obstáculo que se interponha no seu caminho

A Tecnologia de Base Inteligente ajudou não só ao cálculo das dimensões mais adequadas para uma base compacta, mas também para a posição ideal do assento para MAXIMIZAR A TRAÇÃO entre a roda traseira e o solo. Isto, em combinação com o sistema de suspensão das rodas de tração da Q100 R e da Q200 R, fará com que possa desfrutar da condução segura, suave e simples que normalmente se espera de uma cadeira de rodas elétrica de maiores dimensões.



DESEMPENHO NO EXTERIOR

A POSSIBILIDADE DE IR ONDE QUISER

Alimentadas por potentes baterias de 55 Amp, com as cadeiras de rodas elétricas Q100 R e Q200 R irá adorar passear e realizar viagens mais longas pela cidade. Disporá de muito mais tempo para parar no caminho e mergulhar em novas aventuras.

Não permita que os desníveis se interponham no seu caminho

Necessita de um pouco de ajuda para superar obstáculos? Com a opção trepa-passeios para a Q100 R e Q200 R poderá superar obstáculos de até 10 cm de altura a baixa velocidade, inclusivamente logo no momento do arranque. Assim, o ângulo do assento e a sua posição sentado manter-se-ão sempre adequados durante a superação de desníveis.

Desenho discreto

O trepa-passeios opcional pode ser comodamente colocado por trás dos apoios de pés. Desta forma, conseguimos eliminar o tradicional inconveniente de este roubar demasiado espaço à zona dos pés, especialmente nos momentos de transferências





CASA

COMBOIO

CAFETERIA

BIBLIOTECA

RESTAURANTE

ELÉTRICO

LOJAS

CAFETERIA

CASA



A SUA COMPANHEIRA DE VIAGEM

Desenhadas para serem utilizadas de forma cómoda nos transportes públicos, as intuitivas Q100 R e Q200 R são tão compactas e manobráveis que deslocar-se em elétrico, autocarro ou comboio será muito cómodo e simples.



Preocupado com o espaço?

Com um encosto totalmente reclinável e apoios de pés e apoios de braços desmontáveis, ajustam-se comodamente à maioria dos automóveis e são facilmente arrumadas em praticamente qualquer espaço. Para além do mais, com um peso de 94 kg para a Q100 R e 98 kg para a Q200 R, podem ser transportadas mais facilmente do que outras cadeiras de dimensões maiores.

Compatíveis com o sistema de acoplamento DAHL

Compatíveis com o sistema de acoplamento DAHL, permitindo-lhe conduzir o seu veículo desde o conforto da sua cadeira, e aprovadas para uso como assento seguro durante o transporte conforme a norma ISO 7176-19 (Crash Tested).



ELEGANTEMENTE PRÁTICA

SENTE-SE E RELAXE

O assento das cadeiras de rodas elétricas Q100 R e Q200 R foi desenhado para se adaptar a si. Permite uma grande diversidade de ajustes e possui um encosto regulável em tensão com a ajuda de 5 cintos para cumprir com as suas necessidades de postura. Desfrute da tranquilidade de saber que, se as suas necessidades mudarem, o seu assento também o fará.



(1) Profundidade do assento de 41 a 51 cm

(2) Ângulo de encosto: 0°, 4°, 8° ou 12°

Encosto elétrico opcional de 90° a 120° em Q200 R

(3) Ângulo do assento: 0°, 3° ou 6°

Basculação elétrica de 0° a 22° opcional em Q200 R



(4) Largura de assento desde 38 a 54 cm

(5) Protetor lateral ajustável em comprimento 5 cm

(6) Altura dos apoios de braços 23-30,5





DESENHO E ELEGÂNCIA

DESENHO INTELIGENTE VISUAL INTELIGENTE

As cadeiras de rodas elétricas Q100 R e Q200 R apresentam um desenho sofisticado da base e das rodas dianteiras e traseiras em cor negra mate. As suas curvas muito estilizadas são tão inteligentes como o seu desenho.

Expresse-se através da cor

Visual elegante, podendo adaptar à sua personalidade com uma seleção de 4 detalhes em cores muito vibrantes.



RESUMO DO MODELO

QUE BASE DE CONDUÇÃO ESCOLHERIA?



Q100 R

Grande manobrabilidade em interiores

A Q100 R apresenta dimensões incrivelmente compactas, 54 cm de largura e 101 cm de comprimento, em conjunto um raio de viragem muito reduzido de 80 cm, pelo que mesmo mover-se pelos espaços mais estreitos será muito simples e fácil. Apetece-lhe sair à rua? A Q100 R proporciona-lhe um passeio estável em arruamentos e caminhos urbanos, ideal para essas excursões de um dia.

Rodas traseiras: 12,5"
Rodas dianteiras: 8"
Longitude total: 101 cm
Largura total: 54 cm



101 cm

54 cm

RESUMO DO MODELO



Combine com a opção de basculação e reclinção elétrica para conseguir a cadeira de rodas elétrica com tração traseira e opções elétricas mais compacta no mercado.

Q200 R

Rendimento superior no exterior

Com um comprimento maior, 107 cm, largura de 58 cm, rodas traseiras sport maiores de 14" e rodas dianteiras de 9", a Q200 R proporciona maior estabilidade e tração. Este extra é muito útil em momentos de condução sobre terrenos acidentados e irregulares.

Rodas traseiras: 14"
Rodas dianteiras: 9"
Longitude total: 107 cm
Largura total: 58 cm



107 cm

58 cm

Características técnicas / Q100 R - Q200 R

	Q100 R	Q200 R		Q100 R	Q200 R
Peso máximo do utilizador	125 kg	136 kg	Raio de giro	Desde 80 cm	Desde 85 cm
Largura do assento	43 a 50 cm	38 a 54 cm	Subida máxima	6°	8°
Profundidade do assento	41 a 51 cm (ajustável)	41 a 51 cm (ajustável)	Superação de obstáculos	7 cm (10 cm com trepa-passeios)	7 cm (10 cm com trepa-passeios)
Altura do assento	desde 45 cm	desde 45 cm	Rodas	Roda traseira: 12,5" / Roda dianteira: 8"	Roda traseira: 14" / Roda dianteira: 9"
Altura do encosto	50 cm	50 / 57 cm	Cor dos detalhes	4 cores: vermelho, azul, verde, preto	4 cores: vermelho, azul, verde, preto
Reclinação do encosto	0° a 12° (manual)	0° a 12° (manual) 90° a 120° (elétrica opcional)	Peso da cadeira	desde 94 kg (com baterias 55 Amp)	desde 98 kg (com baterias 55 Amp)
Largura total	54 cm	58 cm	Crash tested	Sim. (Testadas para o transporte em veículos segundo ISO 7176-19)	
Longitude total	101 cm	107 cm			
Altura total dobrada	64 cm	64 cm			
Ângulo do assento	0° a 6°	0° a 6° (manual) 0° a 22° (elétrica opcional)			
Velocidade max.	6 km/h	10 km/h			
Baterias	55 Amp	55 Amp (50 Amp em combinação com basculação elétrica)			
Electrónica	VR2	VR2 / R-Net opcional			



Sunrise Medical S.L.
 Polígono Bakiola, 41
 48498 Arrankudiaga, Vizcaya
 Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
 Fax: +43 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

Para mais informação sobre opções, consulte o nosso formulário de encomenda. Os nossos produtos estão em constante processo de aperfeiçoamento, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o desenho dos mesmos e as características indicadas sem aviso prévio.

