

Q700-UP M/F

assento SEDEO ERGO
com verticalização



Rev. 5 2021

NOTA DE ENCOMENDA

A informação deste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio


Facturado a:			Enviado a:		A mesma direção da faturação
Nome:			Nome:		
Morada:			Morada:		
Localidade /C.P.:			Localidade / C.P.:		
Província:			Província:		
Telefone:			Telefone:		
Detalhes da encomenda:			Peso utilizador:		
Encomenda	Orçamento	Built-4-Me®	Peso máximo utilizador: 120 kg		
Nº de encomenda Sunrise:			Peso utilizador: kg		
Data de encomenda: Dia		Mês	Ano		

Os preços aqui indicados são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

PVP Rec: **25.274,66 €**

Medidas do Utilizador

a) Da cabeça ao assento	cm
b) Do ombro ao assento	cm
c) Da axila ao assento	cm
d) Do cotovelo ao assento	cm
e) Distância pélvis-assento	cm
f) Largura de ombros	cm
g) Largura de tronco	cm
i) Largura de anca	cm
j) Profundidade do assento	cm
m) Comprimento do pé	cm
n) Comprimento da perna	cm
o) Largura do assento	cm



Especificações do assento

Sistema de assento	SEDEO UP	Tamanho do assento	Largura ajustável de 40 a 50 cm Profundidade ajustável de 40 a 54 cm
Peso da cadeira	Sem baterias desde 140 kg Com baterias desde 175 kg	Altura de assento	De 45 a 48 cm
Opções elétricas de assento	Basculação elétrica de -10° a 22° Encosto reclinável elétrico (-5° a 85°) com 180 mm de deslizamento antifricção Elevação elétrica de assento até 20 cm		

Especificações da Base com Tração Central- Q700 UP M

Tipo de Tração	Tração central	Rodas pequenas	6"
Peso máx. utilizador	120 kg	Carregador	8 A
Largura da base	Largura Min. 62 cm	Baterias	80 Ah (60 Ah opcionais)
Sistema de Controlo	Comando R-Net com caixa de controlo 120 Ah	Chassis	Preto mate com detalhes de cor
Velocidade	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)	Distância chão-base	7 cm
Rodas motrizes	14"		

Especificações da Base com Tração Dianteira - Q700 UP F

Tipo de Tração	Tração dianteira	Rodas pequenas	9"/10"
Peso máx. utilizador	120 kg	Carregador	8 A
Largura da base	Largura Min. 64 cm	Baterias	80 Ah (60 Ah opcionais)
Sistema de Controlo	Comando R-Net com caixa de controlo 120 Ah	Chassis	Preto mate com detalhes de cor
Velocidade	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)	Distância chão-base	7,5 cm
Rodas motrizes	14"		

BASE

Cadeira de rodas elétrica com verticalização Q700-UP M

P.V.P. Rec

QUP000008	Q700-UP M (Cadeira de rodas elétrica com tração central e verticalização)	25.274,66 €
QUP000016	Q700-UP F (Cadeira de rodas elétrica com tração dianteira e verticalização)	25.274,66 €

Motor - Velocidade

P.V.P. Rec

QUP180009	6 km/h (4 polos) (1)	<i>(Motor de 8 km/h com velocidade limitada)</i>	s/c
QUP180010	8 km/h (4 polos) (1)		s/c
QUP180007	10 km/h (4 polos) (1)	<i>(Recomendado com baterias de 80 Ah)</i>	Std
QUP180008	13 km/h (4 polos) (2)	<i>(Recomendado com baterias de 80 Ah)</i>	702,37 €

Tração

P.V.P. Rec

QUP110009	Sistema de controlo de tração R-Net Traction Control System (GYRO)	378,25 €
QUP110014	Sem sistema de controlo de tração R-Net Traction Control System (GYRO)	Std

Rodas motrizes (pneus e jantes em cor preto) 

P.V.P. Rec

QUP070032	14" Pneumáticas "V-Type"	s/c
QUP070031	14" Maciças "V-Type"	s/c
QUP070034	14" Pneumáticas "Knobbly"	s/c
QUP070033	14" Maciças "Knobbly"	Std

Rodas pequenas 

P.V.P. Rec

Tração Central

QUP080206	Rodas dianteiras maciças de 6", cor preto	s/c
-----------	---	-----

Tração Dianteira

QUP080210	Rodas dianteiras maciças de 9", cor preto	s/c
QUP080211	Rodas traseiras pneumáticas de 9", cor preto	s/c

Guarda lamas (só para tração dianteira e traseira)

P.V.P. Rec

QUP010007	Guarda lamas para roda de 14"	Std
QUP010008	Guarda lamas para roda de 9"	Std

Cor chassis

P.V.P. Rec

	Preto	Std
--	-------	------------

Cor dos detalhes (chassis sempre em cor preto)

P.V.P. Rec

QUP140005	Verde maçã	<i>(RAL 110 70 77)</i>	s/c
QUP140004	Preto	<i>(RAL 9005)</i>	s/c
QUP140003	Azul	<i>(RAL 260 40 45)</i>	s/c
QUP140006	Laranja	<i>(RAL 060 60 80)</i>	s/c
QUP140002	Vermelho	<i>(RAL 040 40 67)</i>	s/c
QUP140001	Branco	<i>(RAL 9010)</i>	s/c

(1) Com tração dianteira recomendamos o sistema de controlo de tração Gyro

(2) Com tração dianteira sempre em combinação com o sistema de controlo de tração Gyro

BASE continuação**Luzes e Indicadores** 

P.V.P. Rec

QUP110201	Luzes de LED's (homologadas para estrada)	523,40 €
QUP110209	Sem luzes nem indicadores	Std

Altura de assento

P.V.P. Rec

Nota: Altura de assento medida desde o chão até à base do assento (sin cojín)

SH45	45 cm	<i>(Só com baterias de de 60 Ah)</i>	s/c
SH465	46,5 cm		s/c
SH48	48 cm		s/c

Baterias e Carregador 

P.V.P. Rec

Baterias

QUP160001	Baterias de gel de 60 Ah, sem manutenção	s/c
QUP160005	Baterias de gel de 80 Ah, sem manutenção <i>(Apenas com o carregador de 220V/10 A para reduzir o tempo de carregamento)</i>	Std
QUP160009	Sem baterias	s/c

Carregador

QUP160101	Carregador de 220 V / 8 A	s/c
QUP160102	Carregador de 220 V / 8 A, com grau de proteção IP54 <i>(proteção contra partículas de polvo e humidade)</i>	115,64 €
QUP160104	Carregador de 220 V / 10 A	Std
QUP160109	Sem baterias	s/c

MÓDULOS / FUNÇÕES ELÉTRICAS 		P.V.P. Rec
QUP130010	Módulo de verticalização elétrica	Std
	Basculação elétrica do assento para trás 22°	Std
	Basculação elétrica do assento para a frente -10°	Std
	Elevação elétrica do assento 20 cm	Std

Reclinação do encosto

QUP030047	Encosto Reclinável Elétrico (-5° a 85°), com 180 mm de deslizamento antifricção	Std
-----------	---	------------

ENCOSTO

		P.V.P. Rec
QUP030053	Encosto SEDEO ERGO (Preencher secção A)	Std
	Encosto JAY 3 <i>Consultar o catálogo e a folha de pedido do encosto Jay 3 para seleccionar o contorno e altura desejada do encosto. Imprescindível anexar a folha de pedido do encosto.</i>	
QUP030055	Placa de encosto adaptadora para colocar encostos JAY 3	206,08 €
QUP030209	Sem encosto	s/c

A – Encosto SEDEO ERGO 

P.V.P. Rec

Nota: Para configurar o encosto seleccionar a largura e a altura do encosto, o contorno e o tecido desejado. Opcionalmente, podem colocar-se também suportes laterais para um melhor controlo do tronco.

Largura do encosto

BW40	40 cm	s/c
BW42	42 cm	s/c
BW44	44 cm	s/c
BW46	46 cm	s/c
BW48	48 cm	s/c
BW50	50 cm	s/c

Altura do encosto

BH51	51 cm	s/c
BH56	56 cm	s/c
BH61	61 cm	s/c

Contorno

QUP030056	Encosto SEDEO ERGO Standard <i>(A largura do encosto seleccionada permite uma largura máx do tronco do utilizador de mais 6 cm)</i>	Std
QUP030057	Encosto SEDEO ERGO Profundo <i>(A largura do encosto seleccionada coincide com a largura máx do tronco do usuário)</i>	165,97 €

Tecido do encosto

QUP030058	Tecido do encosto transpirável Airflow 3DX	Std
QUP030059	Tecido do encosto Anti-Incontinência	185,66 €

Suportes laterais do tronco (abatíveis e ajustáveis em altura) (1)

QUP030607	Com almofada larga 15 x 13 cm, lado direito	385,77 €
QUP030608	Com almofada larga 15 x 13 cm, lado esquerdo	385,77 €
QUP030609	Com almofada curta 9 x 12 cm, lado direito	385,77 €
QUP030610	Com almofada curta 9 x 12 cm, lado esquerdo	385,77 €

(1) Podem limitar a função de abater para trás os apoios de braços.

Apoio de cabeça

P.V.P. Rec

Nota: Seleccionar almohadilla y brazo de montaje.

Almofada

QUP030430	Apoio de cabeça anatômico SEDEO, 24 x 15 cm (Só com braço de montagem multiposição SEDEO)	Std
QUP030431	Apoio de cabeça anatômico SEDEO com funda, 24 x 15 cm (Só com braço de montagem multiposição SEDEO)	204,89 €
QUP030432	Apoio de cabeça Flexível SEDEO, 40 x 11 cm (Só com braço de montagem multiposição SEDEO)	327,81 €
	<p>Apoio de cabeça Whitmyer <i>Consultar o catálogo e a folha de pedido dos apoios de cabeça Whitmyer e Heads Up para seleccionar a almofada. Imprescindível juntar a folha de pedido do apoio de cabeças seleccionado. Imprescindível seleccionar em baixo o braço de montagem LINX para apoios de cabeça Whitmyer</i></p>	

Braço de montagem

QUP030433	Braço de montagem multiposição SEDEO (Só com apoio de cabeça SEDEO)	Std
WHT030407	Braço de montagem LINX para apoio de cabeça Whitmyer, com adaptador para encosto SEDEO ERGO	107,07 €

Punhos

P.V.P. Rec

QUP030202	Punhos fixos	82,31 €
QUP030200	Sem punhos	Std

ASSENTO

P.V.P. Rec

QUP020022	Base de assento ajustável em largura com rails laterais abatíveis	Std
QUP020139	Rails laterais fixos	54,58 €

Almofadas

P.V.P. Rec

QUP020514	Almofadas SEDEO ERGO (Preencher secção B)	Std
	Almofadas JAY (Preencher secção C)	-
QUP020110	Sem almofada, sem laterais almofadados, nem laterais de plástico (só a base do assento)	s/c

B – Almofadas SEDEO ERGO

Largura da almofada

SW40	40 cm	SW42	42 cm	SW44	44 cm	
SW46	46 cm	SW48	48 cm	SW50	50 cm	

Profundidade da almofada

SD40 (1)	40 cm	SD42 (1)	42 cm	SD44 (2)	44 cm	SD46	46 cm
SD48	48 cm	SD50	50 cm	SD52	52 cm	SD54 (3)	54 cm

Componentes

QUP020516	Almofada central SEDEO ERGO	Std
QUP020520	Laterais almofadados Finos, 5 cm a cada lado <i>(A largura real da almofada coincide com a largura do assento seleccionada)</i>	s/c
QUP020521	Laterais almofadados, 7 cm a cada lado <i>(A largura real da almofada será 4 cm menor que a largura do assento seleccionada)</i>	Std
QUP020510	Sem almofada central	s/c
QUP020512	Sem almofada nem laterais almofadados (só laterais de plástico)	s/c

Funda

QUP020517	Tecido transpirável Airflow 3DX	Std
QUP020518	Tecido com proteção anti-incontinência	s/c
QUP020519	Tecido transpirável Airflow 3DX y proteção anti-incontinência	191,23 €

(1) Com profundidade do assento de 40 e 42 cm, o ângulo máximo de reclinção é de 70°

(2) Com profundidade de assento de 44 cm, o ângulo máximo de reclinção é de 80°

(3) A profundidade do assento de 54 cm não está disponível com altura do assento de 45 cm

C – Almofadas JAY 

P.V.P. Rec

NOTAS: Consultar o catálogo e as folhas de pedido de Jay para ver toda a gama de modelos e medidas disponíveis.
Imprescindível juntar a folha de pedido da almofada selecionada.
Imprescindível indicar em baixo a largura e profundidade da base do assento.

Almofada Jay (3)

Almofada JAY Balance com Fluido JAY	685,45 €
Almofada JAY Balance com Fluido CRYO	725 €
Almofada JAY Balance com Ar	685,45 €
Almofada JAY 2	685,45 €
Almofada Almofada JAY 2 Profundo	685,45 €
Almofada JAY Easy Fluid	323,15 €

Largura da base do assento

SW40	40 cm	s/c
SW42	42 cm	s/c
SW44	44 cm	s/c
SW46	46 cm	s/c
SW48	48 cm	s/c
SW50	50 cm	s/c

Profundidade da base do assento

SD40 (1)	40 cm	s/c
SD42 (1)	42 cm	s/c
SD44 (2)	44 cm	s/c
SD46	46 cm	s/c
SD48	48 cm	s/c
SD50	50 cm	s/c
SD52	52 cm	s/c

Laterais almofadados

QUP020520	Laterais almofadados finos (5 cm a cada lado) (A largura da almofada coincide com a largura de assento selecionada)	Std
QUP020511	Sem laterais almofadados	s/c

Accesórios da assento

P.V.P. Rec

QUP020342	Suporte lateral de joelho, abatível, 12 x 12 cm, lado direito	188,51 €
QUP020341	Suporte lateral de joelho, abatível, 12 x 12 cm, lado esquerdo	188,51 €
QUP020113	Suporte lateral de perna, abatível, 12 x 12 cm, lado direito (4)	188,51 €
QUP020114	Suporte lateral de perna, abatível, 12 x 12 cm, lado esquerdo (4)	188,51 €

(1) Com profundidade do assento de 40 y 42 cm, o ângulo máximo de reclinção é de 70°

(2) Com profundidade do assento de 44 cm, o ângulo máximo de reclinção é de 80°

(3) Nem todas as almofadas Jay estão disponíveis e, todas as medidas. Por favor consulte a folha de pedido de cada almofada.

(4) Só com QUP020110 (sem almofada nem laterais). Não com altura de assento de 45 cm. Não com protetor de roupa QUP040143

Apoio de Braços 

P.V.P. Rec

QUP040123	Apoio de braços reclináveis, abatíveis até atrás	Std
-----------	--	------------

Almofada do apoio de braços

Almofada standard		
QUP040218	Almofada standard Airflow 3DX, 41 cm, lado direito	Std
QUP040217	Almofada standard Airflow 3DX, 41 cm, lado esquerdo	Std
QUP040014	Almofada standard 41 cm, lado direito	s/c
QUP040015	Almofada standard 41 cm, lado esquerdo	s/c
Almofada Comfort		
QUP040204	De skai, 40 cm, lado direito	89,54 €
QUP040203	De skai, 40 cm, lado esquerdo	89,54 €
QUP040206	Com forma de P, 45 cm, lado direito	89,54 €
QUP040205	Com forma de P, 45 cm, lado esquerdo	89,54 €

Almofada do apoio de braços hemiplégicos (selecione almofada e apoio de mão)

Almofada		
QUP040208	Almofada pequena 23 cm, lado direito	201,51 €
QUP040207	Almofada pequena 23 cm, lado esquerdo	201,51 €
QUP040210	Almofada média 28 cm, lado direito	201,51 €
QUP040209	Almofada média 28 cm, lado esquerdo	201,51 €
QUP040220	Almofada grande 33 cm, lado direito	201,51 €
QUP040219	Almofada grande 33 cm, lado esquerdo	201,51 €
Apoio de mão hemi (1)		
QUP040212	Pequeno, 11 x 18 cm, lado direito	67,18 €
QUP040211	Pequeno, 11 x 18 cm, lado esquerdo	67,18 €
QUP040214	Grande, 14 x 23 cm, lado direito	67,18 €
QUP040213	Grande, 14 x 23 cm, lado esquerdo	67,18 €

Protetor de roupa

P.V.P. Rec

QUP040143	Protetor de roupa fixo, almofadado 36 x 13 cm	<i>Só com QUP020110 (sem almofada, nem laterais)</i>	136,59 €
-----------	---	--	----------

Apoio de pés central elevável elétrico 

P.V.P. Rec

QUP050071	Apoio de pés central elevável elétrico, 90° a 180°, 165 mm de extensão	Std
-----------	--	------------

Plataformas

QUP050072	Plataformas ajustáveis em ângulo e altura (26 x 15 cm)	Std
QUP050073	Plataformas mais compridas, ajustáveis em ângulo e altura (31 x 17 cm)	s/c

Acessórios

QUP050074	Suportes de fixação de joelhos, ajustável	Std
QUP050075	Suportes de joelho almofadados (par)	177,57 €

Accesórios de Posicionamento e outros 

P.V.P. Rec

QUP090047	Cinto pélvico de 5 cm, com fecho tipo cinto de avião, 130 cm de longitude	Std
QUP090048	Cinto pélvico de 5 cm almofadado, com fecho tipo cinto de avião, 130 cm de longitude	171,96 €
QUP090052	Cinto de peito acolchoado 2-Pontos	Std
QUP090053	Cinto de peito acolchoado adicional, 2-Pontos	170,42 €
QUP090097	Barra de suporte peitoral (almofada redonda)	545,83 €
QUP090098	Barra de suporte peitoral (almofada plana)	<i>20 x 10 cm</i> 612,68 €
QUP090067	Espelho retrovisor	77,64 €
QUP090124	Mesa abatível	222,89 €
QUP090600	Mochila preta	<i>(Só com punhos)</i> 88,00 €

(1) Só com almofadas hemiplégicas.

COMANDOS DE CONTROLO / ELETRÔNICA**Comando de controlo R-Net** 

P.V.P. Rec

Comando R-Net para utilizador

QUP110017	Comando com visor a cores LCD	s/c
QUP110018	Comando com visor a cores LCD, Heavy Duty	545,83 €
QUP110013	Comando Advanced com visor a cores LCD (com infravermelhos)	Std
QUP110023	Comando Advanced com visor a cores LCD (com infravermelhos e Bluetooth)	880,02 €
QUP110019	Sem comando	s/c

Montagem do comando

QUP110050	Fixo	s/c
QUP110056	Mecanismo encapsulado para abater o comando em paralelo	Std

Posição do comando

QUP110052	À direita	s/c
QUP110053	À esquerda	s/c

Idioma

QUP119003	Espanhol	s/c
QUP119004	Português	s/c

Cúpulas de Joystick (Opcional, Só para comandos LCD e VersaGuide) 

P.V.P. Rec

Cúpulas de Joystick

QUP090505	Bola de Golf para Joystick	(diâmetro 42 mm)	92,90 €
QUP090506	Joystick em forma de T	(82 mm largura)	164,44 €
QUP090507	Bola mole para o Joystick	(diâmetro 70 mm)	68,49 €
QUP090508	Bola de Joystick	(diâmetro 35 mm)	68,49 €
QUP090045	Media bola de Joystick, Allround	(diâmetro 48 mm)	32,45 €
QUP090509	Cúpula Joystick para mentoniano	(diâmetro 37 mm)	92,90 €
QUP090512	Cúpula Joystick tipo Stick		51,72 €
QUP090511	Cúpula de Joystick em forma de cogumelo	(diâmetro 45 mm)	68,49 €

Programação 

P.V.P. Rec

QUP090066	R-Net PC Programmer	342,03 €
QUP090064	Programador manual DTT para R-Net	871,02 €

Caixa de controlo R-Net 

P.V.P. Rec

QUP110004	Caixa de controlo R-Net de 120 A	Std
-----------	----------------------------------	------------

Módulo de Luzes/ Assento R-Net

P.V.P. Rec

QUP110031	Módulo de luzes R-Net	201,51 €
QUP110033	Módulo R-Net CxSM para funções elétricas do assento	Std

Comandos para acompanhante R-Net 

P.V.P. Rec

QUP110021	Comando R-Net para utilizador e acompanhante	682,35 €	
QUP110020	Comando R-Net só para acompanhante	156,72 €	
Montagem do comando acompanhante	QUP110025 Punho direito	QUP110026 Punho esquerdo	s/c

Comando montado na mesa

P.V.P. Rec

QUP110143	Comando com visor a cor LCD montado no centro da mesa (1)	1.298,54 €
QUP110149	Adaptador em mesa com 2 botões para ligar/apagar a cadeira e aceder ao menú	323,04 €

Posição da mesa

QUP110080	À esquerda	s/c
QUP110081	À direita	s/c

(1) Não disponível com QUP090040, Mesa abatível

COMANDOS DE CONTROLO / ELETRÔNICA - continuação

Caixa de controlo Ctrl+5 para as funções/posições de assento 			P.V.P. Rec
QUP110043	Caixa de controlo Ctrl+5 (8)		1.183,15 €
QUP110179	Caixa de controlo Ctrl+5 com Switch-It App Remote Seating (4)		1.316,83 €
	Montagem da caixa de controlo:		
	QUP110180	Atrás do comando (1) QUP110181 Lado contrario do comando (2)	s/c
	Tipo de caixa de controlo:	QUP110175 Com 5 botões QUP110176 Com 5 interruptores	s/c

Pode-se colocar uma segunda caixa Ctrl+5 para proporcionar um control adicional sobre as memórias do assento ou control de ambiente.

Segunda Caixa de controlo Ctrl+5 para as funções/posições de assento 			P.V.P. Rec
QUP110220	Caixa de controlo Ctrl+5 adicional		1.183,15 €
	QUP110226	Com 5 botões QUP110227 Com 5 interruptores	
	Montagem da caixa de controlo:		
	QUP110222	Lado contrario do comando (2) (5)	s/c

COMANDOS ESPECIAIS

Visor OMNI2 para R-Net 			P.V.P. Rec
Visor OMNI2 <i>(Para controlos especiais. Selecionar comandos em baixo e pulsadores na secção D)</i>			
QPL110116	Visor OMNI2 - com função de infravermelhos (6) <i>(Necessário selecionar montagem e lado de montagem)</i>		1.079,34 €
QPL110117	Visor OMNI2 para usar em modo scanner - com função de infravermelhos (6) <i>(Necessário selecionar montagem e lado de montagem)</i>		1.079,34 €

Montagem no apoio de braços do visor OMNI2 (3) <i>(Colocado sempre no lado contrário ao comando.)</i>		
QPL110119	Montagem fixo, no apoio de braços direito	183,86 €
QPL110120	Montagem fixo, no apoio de braços esquerdo	183,86 €
QPL110123	Montagem abatível, no apoio de braços direito	211,65 €
QPL110124	Montagem abatível, no apoio de braços esquerdo	211,65 €

Comandos especiais para R-Net (preenchaa pulsadores na seção sección D)			P.V.P. Rec
Controles proporcionais			
QUP110301	Switch-It MicroGuide		2.831,39 €
QUP110302	Switch-It MicroPilot		4.746,37 €
QUP110303	Switch-It TouchDrive 2 (7)		5.001,61 €
QUP110304	Switch-It VersaGuide		2.394,99 €
QUP110305	Switch-It VersaGuide EZ		2.562,07 €
QUP110306	Allround Joystick		3.508,93 €
QUP110307	Allround Joystick Light		3.731,72 €
QUP110308	Allround Joystick Heavy Duty		4.854,57 €
QUP110309	Allround Joystick – com conector R-Net Bus	<i>(Não necessita visor OMNI2)</i>	3.508,93 €
QUP110310	Allround Joystick Light – com conector R-Net Bus	<i>(Não necessita visor OMNI2)</i>	3.731,72 €
QUP110311	Allround Joystick Heavy Duty – com conector R-Net Bus	<i>(Não necessita visor OMNI2)</i>	4.854,57 €

(1) Não disponível com almofadas do Apoio de braços em forma de P (QUP040206 y QUP040205) nem com mecanismo encapsulado para abater o comando em paralelo (QUP110056) – Não podia abater

(2) Não disponível com QUP090040, mesa abatível

(3) Não disponível com comandos de controlo R-Net (QU0110017, QUP110018, QUP110013 ni QUP110023). Nem com QUP090040, mesa abatível

(4) Para poder obter funcionalidade completa, é necessário descarregar a aplicação desde a AppleStore (IOS) ou Playstore (Android) e instalar num Smartphone ou tablet. Mais informação e instruções sobre a aplicação Remote Seating en www.SunriseMedical.es

(5) Apenas possível para a primeira Caixa de controlo se escolheu a montagem por trás do comando QUP110180

(6) Visor VGA com Caixa de entrada separada com Bluetooth, infravermelhos, carregador usb e altifalante para dispositivos especiais.

(7) No permite colocar pulsadores en el mismo lado del TouchDrive 2

(8) Em combinação com o comando de acompanhante, a Caixa de controlo Ctrl+5 irá montada no apoio de braço

Montagem dos comandos especiais P.V.P. Rec

QUP110342	Sistema de montagem Link-It em disco	(Só para Joysticks Micro)	323,04 €
-----------	--------------------------------------	---------------------------	----------

Montagem de comando de controlo - Sistema de montagem LINK-IT 

QUP110350	Fixado ao apoio de braços (1)		s/c
QUP110353	Fixado ao braço abatível do comando (1)		s/c

Lado de montagem

QUP110362	À direita		s/c
QUP110361	À esquerda		s/c

Comandos especiais de Cabeça (preencha pulsadores na seção D)  P.V.P. Rec

Notas: Se já seleccionou um apoio de cabeça normal, não se pode juntar o comando de cabeça.

Comandos de cabeça proporcionais

QUP110370	Comando pulsador de cabeça Dual Pro Switch-It – oval		6.321,64 €
QUP110371	Comando pulsador de cabeça Dual Pro Switch-It – redondo		6.321,64 €
QUP110372	Comando pulsador de cabeça Switch-It RIM		4.745,40 €

Comandos de cabeça não proporcionais (com sensores de proximidade)

QUP110401	Comando pulsador de cabeça 3-Switch – Com laterais curtos, forma curva		3.057,13 €
QUP110402	Comando pulsador de cabeça 3-Switch – Com laterais curtos, rectos		3.057,13 €
QUP110403	Comando pulsador de cabeça 3-Switch – Com laterais compridos, forma curva		3.057,13 €
QUP110404	Comando pulsador de cabeça 3-Switch – Com laterais compridos, rectos		3.057,13 €
QUP110405	Comando pulsador de cabeça 4-Switch – Com laterais compridos, rectos		3.057,13 €
QUP110406	Comando pulsador de cabeça 5-Switch – Com laterais compridos, rectos		3.057,13 €

Montagem do apoio de cabeça

(para comandos proporcionais e não proporcionais)

WHT110003	Adaptador Whitmyer para comandos especiais de cabeça		110,28 €
-----------	--	--	----------

Comandos especiais de Mentoniano (preencha pulsadores na seção D)  P.V.P. Rec**Comandos proporcionais**

QUP110470	Switch-It MicroGuide		2.831,39 €
QUP110471	Switch-It MicroPilot		4.746,37 €
QUP110472	Switch-It VersaGuide		2.394,99 €
QUP110473	Switch-It VersaGuide EZ		2.562,07 €
QUP110474	Allround Joystick		3.508,93 €
QUP110475	Allround Joystick Light		3.731,72 €
QUP110476	Allround Joystick – com conector R-Net Bus	(Não necessita visor OMNI2)	3.508,93 €
QUP110477	Allround Joystick Light – com conector R-Net Bus	(Não necessita visor OMNI2)	3.731,72 €

Montagem do control mentoniano - Sistema de montagem LINK IT 

QUP110480	Arnês Pequeno para mentoniano	(Se for necessário botões no arnês, apenas com Joystick Allround)	768,62 €
QUP110481	Arnês Grande para mentoniano	(Se for necessário botões no arnês, apenas com Joystick Allround)	768,62 €
QUP110483	Braço abatível manual para mentoniano – Lado direito, com montagem no encosto		768,62 €
QUP110484	Braço abatível manual para mentoniano – Lado esquerdo, com montagem no encosto		768,62 €
QUP110485	Braço abatível elétrico para mentoniano – Lado direito	(Operado com pulsador Piko preto no apoio de cabeça)	2.392,75 €
QUP110486	Braço abatível elétrico para mentoniano – Lado esquerdo	(Operado com pulsador Piko preto no apoio de cabeça)	2.392,75 €
QUP110487	Diretamente no apoio de cabeça, abatível – Lado esquerdo		768,62 €
QUP110488	Diretamente no apoio de cabeça, abatível – Lado direito		768,62 €

Kit de extensão Link-It

QUP110590	10 cm	(Inclui 5 clips para cable)	100,25 €
QUP110591	15 cm	(Inclui 5 clips para cable)	100,25 €

Comando de aspiração/sopro P.V.P. Rec

QUP110510	Control de aspiração e sopro com sistema de montagem LINK-IT no apoio de cabeça	(É necessário seleccionar comando de cabeça)	1.096,15 €
-----------	---	--	------------

(1) Não está disponível com QUP110180 montagem da Caixa de controlo Ctrl+5 atrás do comando

COMANDOS ESPECIAIS - continuação**Pulsadores - 1 unidade** (função única para dispositivos de entrada especiais) 

P.V.P. Rec

*Nota: Seleccione pulsador e posição de montagem em consequência.***1 pulsador**

QUP110611	Botão Pulsador – 64 mm, Preto	144,64 €
QUP110612	Botão Pulsador – 64 mm, Vermelho	144,64 €
QUP110613	Botão Pulsador – 64 mm, Verde	144,64 €
QUP110523	Pulsador Ovalado – Preto	144,64 €
QUP110524	MicroLite	260,66 €
QUP110651	Botão Pulsador – 30 mm, Preto	144,64 €
QUP110654	Botão Pulsador – 30 mm, Azul	144,64 €
QUP110653	Botão Pulsador – 30 mm, Verde	144,64 €
QUP110652	Botão Pulsador – 30 mm, Vermelho	144,64 €
QUP110655	Botão Pulsador – 30 mm, Amarelo	144,64 €
QUP110534	Twister – Preto	182,69 €
QUP110535	Twister – Verde	182,69 €
QUP110536	Twister – Vermelho	182,69 €

Posição de Montagem do pulsador 

QUP110560	Sistema de montagem Link-It no comando	<i>(Não com Joystick Allround Heavy Duty nem montagem no disco)</i>	277,37 €
QUP110566	Sistema de montagem Link-It no lado contrário do comando (montado nos rails do apoio de braços)		277,37 €
QUP110561	Sistema de montagem Link-It no apoio de cabeça		277,37 €
QUP110563	Sistema de montagem Link-It nos rails do assento		277,37 €
QUP110564	Sistema de montagem Link-It nos rails do encosto		277,37 €
QUP110565	Sistema de montagem Link-It no comando mentoniano	<i>(Não é necessário indicar o lado de montagem)</i>	277,37 €
QUP110569	Omitir sistema de montagem	<i>(Os pulsadores serão soltos)</i>	s/c

Lado de Montagem

QUP110572	À direita	s/c
QUP110571	À esquerda	s/c

Pulsador Satellite (Só para Allround Joystick, Máximo de 2 unidades)

QUP110537	Preto	181,82 €
QUP110538	Verde	181,82 €
QUP110539	Vermelho	181,82 €

Pulsadores - segunda unidade (função única para dispositivos de entrada especiais) 

P.V.P. Rec

*Nota: Selecione pulsador e posição de montagem em consequência.***Segundo Pulsador**

QUP110631	Botão Pulsador – 64 mm, Preto	144,64 €
QUP110632	Botão Pulsador – 64 mm, Vermelho	144,64 €
QUP110633	Botão Pulsador – 64 mm, Verde	144,64 €
QUP110088	Pulsador Ovalado – Preto	144,64 €
QUP110089	MicroLite - Preto	260,66 €
QUP110671	Botão Pulsador – Preto	144,64 €
QUP110674	Botão Pulsador – 30 mm, Azul	144,64 €
QUP110673	Botão Pulsador – 30 mm, Verde	144,64 €
QUP110672	Botão Pulsador – 30 mm, Vermelho	144,64 €
QUP110675	Botão Pulsador – 30 mm, Amarelo	144,64 €
QUP110095	Twister – Preto	182,69 €
QUP110096	Twister – Verde	182,69 €
QUP110097	Twister – Vermelho	182,69 €

Posição de Montagem dos pulsadores 

QUP110098	Sistema de montagem Link-It no comando	<i>(Não com Joystick Allround Heavy Duty nem montagem no disco)</i>	277,37 €
QUP110099	Sistema de montagem Link-It no lado contrário do joystick	<i>(Montado nos rails do apoio de braços)</i>	277,37 €
QUP110100	Sistema de montagem Link-It no apoio de cabeça		277,37 €
QUP110104	Sistema de montagem Link-It nos rails do assento		277,37 €
QUP110105	Sistema de montagem Link-It no comando mentoniano	<i>(Não necessário indicar o lado de montagem)</i>	277,37 €
QUP110106	Omitir sistema de montaje	<i>(Los pulsadores irán sueltos)</i>	s/c

Lado de Montagem

QUP110108	À direita	s/c
QUP110107	À esquerda	s/c

Pulsador Satélite (Só para Allround Joystick, Máximo de 2 unidades)

QUP110111	Preto	181,82 €
QUP110112	Verde	181,82 €
QUP110113	Vermelho	181,82 €

Pulsadores Multi-Função (com programação de botões assinaláveis)

P.V.P. Rec

QUP110550	Bandeija com 2 pulsadores (Mini-2) (Stéreo, botões assinaláveis com Visor LCD) (1)	260,66 €
QUP110551	Bandeija com 2 pulsadores (Mini-2) (Dual Mono) (1)	260,66 €
QUP110552	Bandeija com 4 pulsadores (Mini-4) (conector DB9, botões assinaláveis com Visor OMNI2) (1)	260,66 €
QUP110554	Joystick com interruptor - 4 direções	372,06 €

Acessórios

P.V.P. Rec

QUP110580	Extensão de Cabo Mono (2 m)	32,31 €
QUP110581	Extensão de Cabo Estéreo (2 m)	32,31 €
QUP110582	Extensão de Cabo DB9 (1 m)	43,44 €
QUP110583	Cabo Y – para alterar 1 stereo a 2 mono	82,44 €

Dispositivos de Segurança

P.V.P. Rec

QUP090147	Dispositivo de Paragem Remota (30 m de alcance, Via Puerto OBC)	1.102,80 €
-----------	---	------------

(1) Não compatível com sistema de montagem Link-It

Rodas


◀ VOLTAR



Rodas pneumáticas 14" "V Type"
// QUP070032



Rodas pneumáticas 14" "Knobbly"
// QUP070034



Guarda lamas para rodas traseiras de 9"
// QUP010008



Guarda lamas para rodas de tracção de 9"14"
// QUP010007

Luzes e Indicadores LED

◀ VOLTAR



Luzes de Indicadores de LED // QUP110201

**Carregador**

◀ VOLTAR



Carregador de 220 V / 8A
// QUP160101



Carregador de 220 V / 10A
// QUP160104

Opções elétricas de assento e Tamanhos do encosto SEDEO ERGO

◀ VOLTAR



Basculação elétrica
// QUP130007 & QUP130005



Elevação e basculação elétrica
// QUP130006



Encostos JAY 3

◀ VOLTAR



Contorno Standard



Contorno Médio



Contorno Profundo Costal



Contorno Profundo Lumbar



Contorno Profundo Pélvico

NOTA: Consultar o catálogo de Jay para ver todos os modelos de encostos disponíveis.




NOTA: Grande gama de acessórios de posicionamento disponível. Para mais informação, consulta o catálogo de cintos Jay

Almofadas SEDEO ERGO e Apoio de cabeça


◀ VOLTAR



Almofada Sedeo Ergo com tecido transpirável
// QUP020516 & QUP020517



Apoio de cabeça anatômico SEDEO
// QUP030430 & QUP030431



Braço LINX com adaptador para SEDEO ERGO
// WHT030407



Braço de montagem SEDEO
// QUP030433

Almofadas JAY

◀ VOLTAR



Jay Easy Fluid



Jay Balance com ar



Jay Balance com fluido JAY



Jay Balance com fluido CRYO



Jay 2



Jay 2 Profundo

NOTA: Consulta o catálogo de Jay para ver todos os modelos de almofadas disponíveis.

Apoio de Braços

◀ VOLTAR



Apoio de Braços reclináveis
// QUP040123



Almofadado Standard Air Flow
// QUP040117 & QUP040118



Almofadado Comfort Skai
// QUP040203 & QUP040204



Almofadado com forma de P
// QUP040205 & QUP040206



Almofadado hemiplégico
// QUP040207 - 210 & .219 - .220



Apoio de mão Hemi
// QUP040211 / .212 / .213 / .214

Apoio de pés central elevável elétrico

◀ VOLTAR



Apoio de pés central elevável elétrico // QUP050076

Acessórios de assento

◀ VOLTAR



Cinturão // QUP090047 & QUP090048



Espelho retrovisor // QUP090067

Comandos de controlo R-Net

◀ VOLTAR

Comando R-Net com visor a cores
// QUP110017Comando Advanced
// QUP110013Mecanismo encapsulado para
abater o comando // QUP110056Comando R-Net com visor a cores
Heavy Duty
// QSE110018

Cúpulas de Joystick

◀ VOLTAR

Bola de golf para joystick
// QUP090505Joystick em forma de T
// QUP090506Bola mole para o joystick
// QUP090507Bola de joystick
// QUP090508Cúpula de joystick para mentoniano
// QUP090509Cúpula de joystick tipo stick
// QUP090510Cúpula de joystick em forma de
cogumelo
// QUP090511Meia bola de Joystick Allround
// QUP090045

Programadores

◀ VOLTAR



R-Net PC Programmer
// QUP090066



Programador manual DTT para R-Net
// QUP090064

Módulos R-Net

◀ VOLTAR



Caixa de controlo R-Net 120A
// QUP110004



Módulo R-Net CxSM
// QUP110033

Comando de acompanhante

◀ VOLTAR



Comando R-Net para utilizador e acompanhante // QUP110021



Comando com visor a cor LCD montado no centro da mesa // QUP110143

Caixa de controlo Ctrl+5 para as funções/posições do assento

◀ VOLTAR



Caixa de controlo ctrl+5 com botões
// QUP110175



Caixa de controlo ctrl+5 com interruptores
// QUP110176

Visor OMNI2 R-Net

◀ VOLTAR



Visor OMNI2
// QUP110116

Comandos de cabeça

◀ VOLTAR



Comando pulsador de cabeça Switch It
// QUP110401 - QUP110406



Comando pulsador de cabeça Dual Pro Switch It
// QUP110370 // QUP110371



Adaptador Whitmyer para comandos
especiais de cabeça
// WHT110003

Comandos especiais e mentoniano

◀ VOLTAR



Switch It Micro Guide
// QUP110470 // QUP110301



Switch It Micro Pilot
// QUP110471 // QUP110302



Switch It VersaGuide
// QUP110472 // QUP110473
// QUP110304 // QUP110305



Allround Joystick
// QUP110306 - QUP110309
// QUP110474 - QUP110477



Allround Joystick Light
// QUP110475 // QUP110477
// QUP110307 // QUP110310

Pulsadores

◀ VOLTAR



Botão pulsador vermelho
// QUP110521



Pulsador ovalado
// QUP110523



Micro Lite
// QUP110524



Piko vermelho
// QUP110526 - QUP110530



Pulsador Satellite
// QUP110537 - QUP110539



Twister
// QUP110534 - QUP110536



Bandeija com 2 pulsadores
// QUP110551



Bandeija com 4 pulsadores
// QUP110552

Opções de montagem dos pulsadores

◀ VOLTAR



Pulsador Piko com sistema de montagem LINK-IT ao apoio de braços
// QUP110526 // QUP110566



2 pulsadores Piko com sistema de montagem LINK-IT ao apoio de braços
// QUP110566 // QUP110526
// QUP110529



2 pulsadores Piko com sistema de montagem LINK-IT ao comando de controlo
// QUP110560 // QUP110572
// QUP110013 // QUP110056
// QUP110529 // QUP110526



Pulsador montado nos rails do assento
// QUP110563



Pulsador montado nos rails do encosto
// QUP110564

Montagem dos comandos especiais

◀ VOLTAR



Visor OMNI2 com sistema de montagem LINK-IT fixado ao braço abatível do comando
// QUP110353 // QUP110302
// QUP110362



Switch It MicroPilot com sistema de montagem LINK-IT em disco
// QUP110353 // QUP110302
// QUP110362 // QUP110342



Switch It Micro Pilot
// QUP110302



Micro Lite e pulsadores PIKO com sistema de montagem LINK-IT fixado ao comando de controlo
// QUP110353 // QUP110361
// QUP110524 // QUP110526
// QUP110560



Allround Joystick com 2 pulsadores Satellite e sistema de montagem LINK-IT ao comando de controlo
// QUP110353 // QUP110306
// QUP110362 // QUP110538
// QUP110539

Montagem do comando mentoniano

◀ VOLTAR



Arnês para mentoniano
// QUP110480 // QUP110481
// QUP110470 // QUP110471



Braço abatível manual para mentoniano
// QUP110483 // QUP110484



Braço abatível elétrico para mentoniano
// QUP110485 // QUP110486



Allround Joystick en brazo abatível elétrico
// QUP110485 // QUP110474



Switch It Micro Pilot e 2 pulsadores Piko com sistema de montagem LINK-IT ao apoio de cabeça
// QUP110487 // QUP110471
// QUP110526 // QUP110529
// QUP110561 // QUP110572
// QUP110571



Allround Joystick com sistema de montagem LINK-IT ao apoio de cabeça
// QUP110487 // QUP110474

Comentários para cadeiras personalizadas Built-4-Me



Q700-UP M / F com assento SEDEO ERGO

P.V.P. Rec

PVP Silla base	00,000.00
Preço das opções	
Sem IVA	
IVA	
Preço Total	

Data

Assinatura

Dia Mês Ano

**Sunrise Medical S.L**

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Teléfono: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt