

CELTA COMANDO



Celta Comando, cadeira com roda para propulsão à direita ou à esquerda. Desenvolvida especialmente para hemiplégicos. Estrutura reforçada com tubos de 25mm de diâmetro e cruzeta tripla para proporcionar maior resistência. Apoia-

braços facilmente destacáveis. Patins destacáveis, rebatíveis para fora e reguláveis em altura. Jantes raiadas. Rodas traseiras 600mm pneumáticas com aro em alumínio. Rodas dianteiras 200x30mm maciças.

Características



Segurança

Travão ergonómico, facilita a transferência



Aro motor duplo

Permite condução apenas com uma mão (roda)



Armazenamento e transporte

Prático sistema de encartar uma mão

Dados Técnicos

CELTA COMANDO

Fabricante: Orthos XXI | Referência: CD CE 2 CO 37/40/43/46 EDD

Largura assento	370, 400, 430, Reclinação encosto - 460, 500mm		
Profundidade assento	420mm	Basculação/Tilt	-
Altura assento	510mm	Rodas traseiras	600mm
Altura encosto	435mm	Rodas dianteiras	200mm
Largura cadeira		Cor estrutura	Cinza
Largura cadeira fechada		Cor estofos	Preto
Profundidade cadeira	1010mm	Peso total cadeira	16,5kg
Profundidade cadeira s/patins	810mm	Peso s/componentes desmontáveis	13,5kg
Altura do apoia braços	715mm	Peso máximo utilizador	125kg
Altura cadeira	920mm		

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.