

CELTA COMPACT 3



CELTA COMPACT 3 é uma cadeira de rodas manual, em aço, com estrutura resistente e funcional. Indicada para utilizadores com diminuição geral da mobilidade, é uma cadeira robusta, prática de usar no dia-a-dia e, além disso, económica. Estrutura reforçada com tubos de 25mm de diâmetro e cruzeta tripla para proporcionar maior robustez. Estrutura azul e estofos pretos. Apoia braços destacáveis. Apoia pés destacáveis e reguláveis em altura. Estofos

resistentes ao fogo de acordo com a norma EN 1102:1995. Rodas traseiras maciças de 600mm, com jante em nylon. Opção: rodas traseiras de trânsito (300mm), para casos em que o utilizador não é capaz de propulsionar a cadeira de rodas. Rodas dianteiras 200x30 maciças. Estrutura robusta e leve, com apenas 14,6Kg (peso total). Largura de assento: 400, 430 ou 460mm. Peso máximo do utilizador: 150Kg.

Características



Configuração

Rodas traseiras de 600mm ou 300mm (trânsito)



Apoia pés

Destacáveis e reguláveis em altura



Apoia braços

Destacáveis, facilitam as transferências



Fácil arrumação

Estrutura de encartar

Dados Técnicos

CELTA COMPACT 3

Fabricante: Orthos XXI | Referência: 51 CD C3 NO 40/43/46EM

Largura assento	400, 430, 460mm	Reclinação encosto	-
Profundidade assento	420mm	Basculação/Tilt	-
Altura assento	510mm	Rodas traseiras	600, 300mm
Altura encosto	400mm	Rodas dianteiras	200mm
Largura cadeira	610, 640, 670mm	Cor estrutura	Azul
Largura cadeira fechada	310mm	Cor estofos	Preto
Profundidade cadeira	1010mm	Peso total cadeira	15,8kg
Profundidade cadeira s/patins	830mm	Peso s/componentes desmontáveis	13kg
Altura do apoia braços	730mm	Peso máximo utilizador	150kg
Altura cadeira	940mm		

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.

Update: 03/18