

COMPACT DELUXE 500



A scooter elétrica **COMPACT DELUXE 500**, da gama *Midi*, caracteriza-se pela robustez e dimensões compactas. Apresenta um assento giratório 360° e ajustável em profundidade, com apoio de cabeça ajustável em altura. Apoia braços rebatíveis. Cesto dianteiro ideal para transportar as

compras. Guiador em forma de delta anti fadiga. Rodas de 290 mm. Com um motor elétrico de 500 W, atinge uma velocidade máxima de 8 km/h. Tem autonomia para 35 km. Inclui kit de luzes completo e espelho retrovisor.

Características



Ajustável

Coluna de condução ajustável



Facilidade de acesso

Assento giratório 360°



Segurança

Kit de luzes completo



Comodidade

Guiador delta anti fadiga

Dados Técnicos

COMPACT DELUXE 500 PRETO | AZUL

Referência: 51 CD SC CD 8. 02 | 51 CD SC CD 8. 04 | Código ISO: 12 23 03

Dimensões (CxLxA)	129x62x114 cm	Autonomia	35 km*
Largura assento	46 cm	Raio de rotação	156 cm
Rodas traseiras	290 mm/11"	Inclinação máxima	12°
Rodas dianteiras	290 mm/11"	Distância ao solo	7,5 cm
Baterias	2 x 36 Ah	Cor	Preto, azul
Motor elétrico	500 W	Peso total	96,3 kg
Velocidade máxima	8 km/h*	Peso máx utilizador	135 kg

*em condições normais de piso e peso do utilizador | Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.

Update: 04/22

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com