

ECO PLUS



A scooter elétrica **ECO PLUS** da gama *Midi* caracteriza-se pelas dimensões compactas e facilidade de condução. Com guidador delta anti fadiga. Apresenta um assento giratório 360°, com 46 cm de largura. Apoia braços rebatíveis. Rodas de 230 mm. Cesto

dianteiro ideal para transportar as compras. Com um motor elétrico de 450 W, atinge uma velocidade máxima de 8 km/h. Autonomia para aproximadamente 35 km. Inclui luz frontal.

Características



Ajustável

Coluna de condução ajustável



Facilidade de acesso

Assento giratório 360°



Luz frontal

Para que possa ver e ser visto



Comodidade

Guiador delta anti fadiga

Dados Técnicos

ECO PLUS PRETO | AZUL | VERMELHO

Referência: 51 CD SC EC PL. 02 | 51 CD SC EC PL. 04 | 51 CD SC EC PL. 06 | Código ISO: 12 23 03

Dimensões (CxLxA)	116x58x95 cm	Autonomia	35 km*
Largura assento	46 cm	Raio de rotação	142 cm
Rodas traseiras	230 mm/9"	Inclinação máxima	12%
Rodas dianteiras	230 mm/9"	Distância ao solo	4 cm
Motor	450 W	Cor	Preto, azul, vermelho
Baterias	2x 36 Ah	Peso total	67,5 kg
Velocidade máxima frente	8 km/h*	Peso máximo utilizador	135 kg

*em condições normais de piso e peso do Utilizador | Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.

Update: 04/22

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com