

EXTRALIGHT 17.68



EXTRALIGHT, cadeira de rodas manual de liga leve. Construída em alumínio de alta resistência, facilmente dobrável e transportável, graças à estrutura em cruzeta aliada à existência de rodas traseiras de extração rápida. Chassis com cruzeta dupla proporciona a robustez e segurança necessárias numa cadeira de alumínio de encostar. Encosto ajustável em altura desde 410 a 490mm. Profundidade de assento ajustável desde 420mm a 500mm. Apoia braços rebatíveis. Apoia pés rebatíveis e destacáveis, reguláveis em altura. Rodas traseiras de 600mm pneumáticas, com *quick*

release e jantes raiadas. Rodas dianteiras de 180mm maciças. Possibilidade para alterar o eixo e a distribuição das cargas através de fulcros nas rodas grandes, aumentando assim a performance da cadeira. Recomendada para utilizadores com diminuição geral da mobilidade, pode ser utilizada em situações específicas, devido às várias configurações disponíveis, como utilizadores amputados (aplicação de eixo recuado), ou em utilizadores hemiplégicos (aplicação de roda de comando). Disponível em vários tamanhos. Peso máximo utilizador: 120Kg.

Características



Robustez

Estrutura em alumínio de alta resistência



Rodas traseiras 300mm

São uma opção para utilizadores incapazes de propulsar a cadeira



Roda comando

Recomendada para de hemiplégicos (opção)



Cor

Estrutura disponível em várias cores (cinza, azul, vermelho, ...)

Dados Técnicos

EXTRALIGHT 17.68

Fabricante: **Vassilli** | Referência: 51 CD LL 3 EX 40/42/44/46/48/50/52/55

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|
| Largura assento | 380, 400, 420, Reclinação encosto - 440, 460, 480, 500, 520, 550mm | | |
| Profundidade assento | 420-500mm | Basculação/Tilt | - |
| Altura assento | 460-520mm | Rodas traseiras | 600mm |
| Altura encosto | 410-490mm | Rodas dianteiras | 180mm |
| Largura cadeira | 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 750mm | Cor estrutura | Cinza, vermelho, azul |
| Largura cadeira fechada | 300mm | Cor estofos | Preto |
| Profundidade cadeira | 1040-1120mm | Peso total cadeira | 15Kg |
| Profundidade cadeira s/patins | 770-850mm | Peso s/componentes desmontáveis | 9,8kg |
| Altura do apoia braços | 700mm | Peso máximo utilizador | 120Kg |
| Altura cadeira | 930-1010mm | | |

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.

Update: 03/18