

LYRUS



LYRUS é a scooter elétrica *Premium* da gama *Mini*. Dobrável de forma elétrica, através de controlo remoto, facilitando a arrumação de forma rápida e sem esforço. Com dimensões compactas para uso em espaços reduzidos. Guiador em forma de delta anti fadiga e painel *touch control*. Coluna de

condução ajustável. Rodas de 200 mm, para maior estabilidade e conforto. Transportável tipo trolley. Bateria de lítio torna esta scooter muito leve, com um peso total de 30,8 kg. Iluminação full LED, para que possa ver e ser visto.

Características



Leve e compacta

Com dimensões reduzidas e bateria de lítio, possui um peso total de 30,8 kg



Segura

Luz full LED para que possa ver e ser visto



Ajustável

Coluna de condução ajustável em altura



Painel controlo

Painel touch control



Fácil de dobrar

Dobrável de forma elétrica, através de controlo remoto



Fácil de Transportar

Transportável tipo trolley

Dados Técnicos

LYRUS

Referência: 51 CD SC LY.04 | Código ISO: 12 23 03

Dimensões (CxLxA)	96x51,5X88 cm	Autonomia	15 km*
Largura assento	42 cm	Raio de rotação	114 cm
Rodas traseiras	200 mm/8"	Inclinação máxima	6°
Rodas dianteiras	200 mm/8"	Distância ao solo	4 cm
Baterias	1x11,6 Ah Lítio	Cor	Azul, vermelho
Motor elétrico	250 W	Peso total	30,8 kg
Velocidade máxima	8 km/h*	Peso máx utilizador	115 kg

*em condições normais de piso e peso do utilizador | Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.

Update: 04/22

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com