

STAR 700



Scooter elétrica **STAR 700**, o modelo *Premium* da gama *Midi*, apresenta-se com um pack de conforto e kit de luzes full led. Apresenta um assento giratório de elevado conforto, com ajuste em profundidade e apoio de cabeça ajustável em altura. Apoia braços rebatíveis. Cesto dianteiro ideal para

transportar as compras. Guiador em forma de delta anti fadiga. Com suspensão frontal e traseira. Rodas de 290 mm. Com um motor elétrico de 700 W, atinge uma velocidade máxima de 12 km/h. Tem autonomia para 45 km. Inclui luzes full led e espelho retrovisor.

Características



Ajustável

Coluna de condução ajustável



Facilidade de acesso

Assento giratório 360°



Segurança

Luzes full led



Comodidade

Pack conforto e guiador delta anti fadiga

Dados Técnicos

STAR 700 PRETO | AZUL | BRANCO

Referência: 51 CD SC ST. 02 | 51 CD SC ST. 04 | 51 CD SC ST. 09 | Código ISO: 12 23 03

Dimensões (CxLxA)	120x62,5x115,5 cm	Autonomia	45 km*
Largura assento	46,5 cm	Raio de rotação	140 cm
Rodas traseiras	290 mm/11"	Inclinação máxima	10°
Rodas dianteiras	290 mm/11"	Distância ao solo	6,5 cm
Baterias	2 x 50 Ah	Cor	Preto, azul, branco
Motor elétrico	700 W	Peso total	94Kg
Velocidade máxima	12 km/h*	Peso máx utilizador	136Kg

*em condições normais de piso e peso do utilizador | Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.

Update: 04/22

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com