

XXL



A scooter elétrica **XXL**, da gama *Maxi*, caracteriza-se pela robustez, permitindo um peso máximo de utilizador de 226 Kg. Apresenta um assento giratório e reclinável, com ajuste em profundidade e apoio de cabeça ajustável em altura. Apoia braços rebatíveis. Cesto dianteiro ideal para transportar as compras. Guiador em forma

de delta anti fadiga. Com suspensão frontal e traseira. Rodas de 380 mm. Suspensão frontal e traseira. Com um motor elétrico de 800 W, atinge uma velocidade máxima de 15 Km/h. Tem autonomia para 40 km (baterias 80 Ah) ou 45 Km (baterias 100 Ah). Inclui kit de luzes completo.

Características



Ajustável

Coluna de condução ajustável em ângulo



Facilidade de acesso

Assento giratório 360°



Segurança

Kit de luzes completo e espelhos retrovisores



Comodidade

Guiador delta anti fadiga



Robustez

Peso máximo utilizador 226 kg



Potência

Motor de 800 W e baterias de 80 Ah ou 100 Ah



Conforto

Assento reclinável e apoia braços rebatíveis

Dados Técnicos

SCOOTER XXL 80Ah Preto | Azul | Branco | 100Ah Preto | Azul | Branco

Referência: 51 CD SC XXL. 02 | .04 | .09 | 51 CD SC XXL. 02 | .04 | .09 | Código ISO: 12 23 03

Dimensões (CxLxA)	160x72x128 cm	Autonomia	40 km (bat 80 Ah)* 45 km (bat.100 Ah)*
Largura assento	56 cm	Raio de rotação	186 cm
Rodas traseiras	380 mm/15"	Inclinação máxima	9° *
Rodas dianteiras	380 mm/15"	Cor	Preto, Azul, Branco
Baterias	2x12V 80 Ah ou 100 Ah	Peso total	178 kg
Motor elétrico	800 W	Peso máx utilizador	226 kg
Velocidade máxima	15 km/h*		

*em condições normais de piso e peso do utilizador | Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. Mais informações disponíveis no manual do produto.

Update: 04/22

ORTHOS XXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia n°2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email info@orthosxxi.com // Website www.orthosxxi.com