

## VICKING XL



**VICKING XL**, cadeira de rodas elétrica, concebida para uso interior e exterior. Com estrutura robusta em aço. Garante o correto posicionamento e segurança do utilizador. Com comando à direita (de série), sendo possível colocá-lo à esquerda. Costas com faixas tensoras com revestimento com almofada capa 3D. Assento rígido ajustável em largura em 50mm (através dos apoia braços) e em profundidade desde 400 a 500mm (de forma contínua), com almofada *ComfortSeat* 3D. Com reclinção e tilt

mecânicos (opção: pneumáticos ou elétricos). Apoia braços em "T" reguláveis em altura e largura, destacáveis. Apoia pés com abertura bilateral, ajuste em altura e profundidade. Rodas traseiras pneumáticas. Rodas anti-queda. Baterias AGM 12V 50Ah sem necessidade de manutenção. Motores de 200W. Autonomia 25Km. Velocidade máxima 6Km/h, em condições normais de piso e peso de utilizador. Várias opções de configuração e acessórios (consultar *order form*).

## Características



### Assento rígido

Profundidade ajustável desde 400 a 500mm



### Encosto 3D

Com faixas tensoras integradas



### Conforto

Várias configurações de reclinção e báscula disponíveis



### Segurança

Estrutura robusta com rodas anti-queda de série

## Dados Técnicos

### VICKING XL

Fabricante: Orthos XXI | Referência: 51 CD EL VK 54/58

Rodas traseiras	300mm	Reclinção pneumática	96°-120°
Rodas dianteiras	200mm	Velocidade máxima frente	6Km/h
Largura assento	540,580mm	Velocidade máxima marcha-atrás	3Km/h
Profundidade assento	400-500mm	Baterias	12V 50Ah
Altura assento	470-510mm	Autonomia	25Km
Altura encosto	520mm	Cor estrutura	Branco ou cinza
Largura total	720mm	Cor estofos	Preto
Profundidade total	1020-1070mm	Peso total	80Kg
Basculação	0°-30° ou -5°-25°	Peso máximo utilizador	180Kg
Reclinção mecânica	90°-130°		

Tolerância: +/-1cm

### ORTHOSXXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia n°2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email [info@orthosxxi.com](mailto:info@orthosxxi.com) // Website [www.orthosxxi.com](http://www.orthosxxi.com)

## Acessórios e Componentes Opcionais

### Modelo VICKING XL

Para saber todas as configurações e acessórios disponíveis, por favor consultar *order form*.

<input type="checkbox"/> Apoio cabeça U	<input type="checkbox"/> Apoio cabeça com abas 100% ajustável	<input type="checkbox"/> Almof. ComfortBack Lateral 3D	<input type="checkbox"/> Almof. ComfortBack Lombar 3D	<input type="checkbox"/> Almof. ComfortBack Shoulder 3D
				
<input type="checkbox"/> Costas rígidas	<input type="checkbox"/> Costas rígidas extensíveis até 750mm	<input type="checkbox"/> Extensão ComfortBack 100mm	<input type="checkbox"/> Basculação pneumática	<input type="checkbox"/> Reclinação pneumática
				
<input type="checkbox"/> Apoia pés elevatórios	<input type="checkbox"/> Suporte amputado	<input type="checkbox"/> Suporte tronco swing-away	<input type="checkbox"/> Suporte de gémeos	<input type="checkbox"/> Abdutor
				
<input type="checkbox"/> Cinto segurança	<input type="checkbox"/> Tabuleiro acrílico	<input type="checkbox"/> Tabuleiro madeira	<input type="checkbox"/> Suporte de soro	<input type="checkbox"/> Suporte garrafa oxigénio
				
<input type="checkbox"/> Colete tronco mulher c/zip	<input type="checkbox"/> Colete tronco homem c/zip	<input type="checkbox"/> Colete tronco mulher	<input type="checkbox"/> Colete tronco homem	<input type="checkbox"/> Arnês de ombros
				
<input type="checkbox"/> Cinto pélvico 2 pontos	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico 4 pontos	<input type="checkbox"/> Arnês pélvico standard	<input type="checkbox"/> Arnês pélvico em "T"	<input type="checkbox"/> Arnês pélvico em "V"
				

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio.

Update: 01/19

#### ORTHOSXXI, Unipessoal Lda.

Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia de Briteiros // Guimarães // Portugal

Telefone + 351 253 470 270/1/2/3/4 // Email [info@orthosxxi.com](mailto:info@orthosxxi.com) // Website [www.orthosxxi.com](http://www.orthosxxi.com)