

LATINA ADVANCE



LATINA ADVANCE, cadeira de rodas em alumínio de alta resistência. Chassi com cruzeta tripla confere a robustez e segurança necessárias numa cadeira de alumínio de encartar. Costas partidas (dobráveis) de modo a reduzir o tamanho total da cadeira para transporte e armazenamento. Assento ajustável em profundidade. Costas ajustáveis em altura, com faixas tensoras lombares para maior conforto. Apoia braços reguláveis em altura

e profundidade. Patins bilaterais (rebatíveis para dentro e para fora), reguláveis em altura e destacáveis. Jantes raiadas com rodas traseiras de 600mm pneumáticas ou maciças, com extração rápida (*quick-release*). Possibilidade de colocar rodas traseiras de 300mm (trânsito). Rodas dianteiras maciças de 200mm. Possibilidade de alterar o eixo de colocação das rodas para permitir inclinação do assento e/ou alteração da altura do assento ao chão.

Características



Profundidade ajustável

Estofa acompanha a regulação



Faixas tensoras

Encosto com 2 faixas tensoras para conforto adicional



Encosto dobrável

Permite dimensões mais compactas quando fechada



Apoia braços reguláveis

Ajuste em altura e profundidade



Patins bilaterais

Com abertura para dentro e para fora, são ajustáveis em altura e destacáveis



Travão estacionamento



Posição das rodas

Vários fulcros para fixação das rodas



Fácil arrumação

Costas dobráveis, estrutura de encartar e rodas com extração rápida

Dados Técnicos

LATINA ADVANCE

Fabricante: Orthos XXI | Referência: CD LD 2 NO 37/40/43/46/50 ED

| | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Rodas traseiras | 600mm | Profundidade total | 1000mm |
| Rodas dianteiras | 200mm | Cor estrutura | Branco ou cinza |
| Largura assento | 370,400,430,460,500mm | Cor estofos | Preto |
| Profundidade assento | 400-500mm | Peso s/comp.desmontáveis | 9,2Kg |
| Altura assento | 510mm | Peso total | 16,2Kg |
| Altura encosto | 410-435mm | Peso máximo utilizador | 125Kg |
| Largura total | 570-700mm | Garantia | 2 anos |

Tolerância: +/-1cm

Acessórios e Componentes Opcionais

Modelo Latina Advance

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Encosto cabeça c/ cunhas | <input type="checkbox"/> Abdutor | <input type="checkbox"/> Salva-roupa | <input type="checkbox"/> Rodas anti-volteio | <input type="checkbox"/> Suporte de soro |
|  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Tabuleiro acrílico | <input type="checkbox"/> Tabuleiro de madeira | <input type="checkbox"/> Suportes tronco swing-away | <input type="checkbox"/> Suporte garrafa O2 | <input type="checkbox"/> Faixa suporte gêmeos |
|  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Colete tronco mulher c/zip | <input type="checkbox"/> Colete tronco homem c/zip | <input type="checkbox"/> Colete tronco mulher | <input type="checkbox"/> Colete tronco homem | <input type="checkbox"/> Arnês de ombros |
|  |  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Cinto pélvico 2 pontos | <input type="checkbox"/> Cinto pélvico 4 pontos | <input type="checkbox"/> Arnês pélvico standard | <input type="checkbox"/> Arnês pélvico em "T" | <input type="checkbox"/> Arnês pélvico em "V" |
|  |  |  |  |  |

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio.

Update: 12/17