

LATINA COMPACT



LATINA COMPACT, cadeira em alumínio com cruzeta tripla, compacta e leve. Prática para uso no dia-a-dia. Estrutura branca ou cinzenta e estofos em preto. Outras opções de cor para estofos: lilás, pistácio, verde-escuro e creme (custo adicional). Apoia braços rebatíveis. Apoia pés ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis. Rodas

traseiras de 600mm maciças, com jantes raiadas e com sistema *quick release* (extração rápida e fácil), para fácil transporte e arrumação. Rodas dianteiras maciças de 200mm. Largura do assento: 400,430,460mm. Peso máximo de utilizador: 125Kg.

Características



Várias cores para estofos
Standard: estofos em preto



Apoia braços rebatíveis
Facilitam as transferências



Apoia pés
Destacáveis e ajustáveis em altura



Fácil arrumação
Estrutura encartável com patins destacáveis

Dados Técnicos

LATINA COMPACT

Fabricante: Orthos XXI | Referência: 51 CD LC 9/3 NO 40/43/46 EM/AM

Largura assento	400, 430, 460mm	Reclinação encosto	-
Profundidade assento	420mm	Basculação/Tilt	-
Altura assento	500mm	Rodas traseiras	300, 600mm
Altura encosto	440mm	Rodas dianteiras	200mm
Largura cadeira	610, 640, 670mm	Cor estrutura	Branco, cinza
Largura cadeira fechada	310mm	Cor estofos	Preto, lilás, pistácio, verde-escuro e creme
Profundidade cadeira	1065mm	Peso total cadeira	14kg
Profundidade cadeira s/patins	820mm	Peso s/componentes desmontáveis	12,8kg
Altura do apoia braços	710mm	Peso máximo utilizador	125kg
Altura cadeira	930mm	Garantia	2 anos

Medidas equipamento standard | Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio.