

VARIO PLUS 12.17



VARIO PLUS, cadeira de posicionamento recomendada para utilizadores com necessidades de suporte postural e mudanças de posição frequentes, de modo a compensar situações de dificuldades respiratórias, circulatórias e articulares. Permite regulação em profundidade do assento em 3 posições. Possibilita reclinção do encosto até 60°, basculação até 45° através de bomba de gás e ainda retro-basculação, para facilitar a saída da cadeira. Encosto e assento almofadados, com formato anatómico. Fornece um completo suporte às costas e à cabeça, pela existência de um encosto alto e de um apoio de cabeça regulável em altura e ângulo. Apoia pés destacáveis e reguláveis

em altura (opção: elevatórios). Apoia braços acolchoados, ajustáveis em altura e destacáveis. Rodas anti-queda. Rodas traseiras pneumáticas de 600mm e dianteiras maciças de 200mm (modelo 12.17N); ou rodas traseiras maciças de 300mm e dianteiras de 175mm (modelo 12.17T); ou rodas traseiras e dianteiras maciças de 200mm para utilização em interior (modelo 12.17I). Para utilizadores com contrações involuntárias frequentes, podem ser solicitados componentes dinâmicos (opcional), os quais permitem uma variação de angulação de modo a acompanhar o movimento e diminuir a resistência proporcionada pela cadeira.

Características



Basculação

Facilita a redistribuição da pressão



Contra-bascula

Facilita a saída da cadeira



Reclinação

Para maior conforto



Configuração

Várias opções de rodas e acessórios disponível

Dados Técnicos

VARIO PLUS 12.17N | 12.17T

Fabricante: **Vassilli** | Referência: 51 CD PO VP RG/CP | 51 CD PO VP RT/CP

Rodas traseiras	600,300,200mm	Basculação	45°
Rodas dianteiras	200,175mm	Reclinação encosto	60°
Largura assento	400,450mm	Cor estrutura	Cinza
Profundidade assento	450-500mm	Cor estofos	Preto
Altura assento ao chão	570mm	Peso total cadeira	27Kg
Largura total cadeira	660mm	Peso máximo utilizador	120Kg
Profundidade total cadeira	1170mm	Garantia	2 anos
Altura costas	600mm		

Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio.