

VICKING ADVANCE



VICKING ADVANCE, cadeira de rodas elétrica, totalmente ajustável, concebida para uso interior e exterior. Com estrutura robusta em aço. Garante o correto posicionamento e segurança do utilizador. Com comando à direita (de série), sendo possível colocá-lo à esquerda. Costas com faixas tensoras com revestimento com almofada capa 3D. Assento modular composto por chapas rígidas ajustáveis continuamente em largura (de 400 a 500mm) e em profundidade (de 400 a 500mm), com almofada *ComfortSeat* 3D. Com reclinção mecânica e basculação

elétrica (outras opções disponíveis). Apoia braços em "T" reguláveis em altura e profundidade, destacáveis. Apoia pés com abertura bilateral, ajuste em altura e profundidade. Rodas traseiras e dianteiras pneumáticas. Rodas anti-queda. Baterias AGM 12V 50Ah sem necessidade de manutenção. Motores de 200W. Autonomia 25Km. Velocidade máxima 6Km/h, em condições normais de piso e peso de utilizador. Várias opções de configuração e acessórios (consultar *order form*). Também disponível em tamanho Mini e XL.

Características



Assento rígido

Ajustável em largura e profundidade desde 400 a 500mm



Encosto 3D

Com faixas tensoras integradas



Patins bilaterais

Ajuste independente da altura e profundidade (ex: útil em dismetrias)



Conforto

Várias configurações de reclinção e bascula disponíveis

Dados Técnicos

VICKING ADVANCE

Fabricante: Orthos XXI | Referência: 51 CD EL VK 40 50

Rodas traseiras	300mm	Reclinção pneumática	96°-120°
Rodas dianteiras	200mm	Velocidade máxima frente	6Km/h
Largura assento	400-500mm	Velocidade máxima marcha-atrás	3Km/h
Profundidade assento	400-500mm	Baterias	12V 50Ah
Altura assento	470-510mm	Autonomia	25Km
Altura encosto	520mm	Cor estrutura	Branco ou cinza
Largura total	620mm	Cor estofos	Preto
Profundidade total	1020-1070mm	Peso total	77,5Kg
Basculação	0°-30° ou -5°-25°	Peso máximo utilizador	150Kg
Reclinção mecânica	90°-130°	Garantia	2 anos

Tolerância: +/-1cm

Acessórios e Componentes Opcionais

Modelo VICKING ADVANCE

Para saber todas as configurações e acessórios disponíveis, por favor consultar *order form*.

<input type="checkbox"/> Apoio cabeça U	<input type="checkbox"/> Apoio cabeça com abas 100% ajustável	<input type="checkbox"/> Almof. ComfortBack Lateral 3D	<input type="checkbox"/> Almof. ComfortBack Lombar 3D	<input type="checkbox"/> Almof. ComfortBack Shoulder 3D
				
<input type="checkbox"/> Costas rígidas	<input type="checkbox"/> Costas rígidas extensíveis até 750mm	<input type="checkbox"/> Extensão ComfortBack 100mm	<input type="checkbox"/> Basculação pneumática	<input type="checkbox"/> Reclinação pneumática
				
<input type="checkbox"/> Apoia pés elevatórios	<input type="checkbox"/> Suporte amputado	<input type="checkbox"/> Suporte tronco swing-away	<input type="checkbox"/> Suporte de gêmeos	<input type="checkbox"/> Abdutor
				
<input type="checkbox"/> Cinto segurança	<input type="checkbox"/> Tabuleiro acrílico	<input type="checkbox"/> Tabuleiro madeira	<input type="checkbox"/> Suporte de soro	<input type="checkbox"/> Suporte garrafa oxigênio
				
<input type="checkbox"/> Colete tronco mulher c/zip	<input type="checkbox"/> Colete tronco homem c/zip	<input type="checkbox"/> Colete tronco mulher	<input type="checkbox"/> Colete tronco homem	<input type="checkbox"/> Arnês de ombros
				
<input type="checkbox"/> Cinto pélvico 2 pontos	<input type="checkbox"/> Cinto pélvico 4 pontos	<input type="checkbox"/> Arnês pélvico standard	<input type="checkbox"/> Arnês pélvico em "T"	<input type="checkbox"/> Arnês pélvico em "V"
				

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio.