

Q100 R

Características standard

- Ultra compacta- Largura total: 54 cm/ Longitude total: 101 cm
- Velocidade: 6km/h
- Rodas dianteiras de 8" e traseiras de 12.5", pretas
- Baterias de 55 Amp
- Almofada 5 cm
- Largura do assento ajustável: 43 a 50 cm
- Ângulo do assento ajustável: 0°,3°,6°
- Ângulo do encosto ajustável: 0°,4°,8° y 12°
- Profundidade do assento ajustável: 41 a 51 cm
- Encosto abatível. Apoio de braços e apoio de pés desmontável



ref.	artigo	P.V.P. Rec
22600100	Q100 R- Cadeira de rodas elétrica.....	3.605 €
Kit cores- Seleccione uma cor		
22609050-001	- Kit cor vermelho.....	s/c
22609050-002	- Kit cor verde.....	s/c
22609050-003	-Kit cor azul.....	s/c
Accesorios		
22609020	- Kit ajuste altura do assento	100€
22609030	- Trepa-passeios para Q100 R.....	141,67 €

Q200 R com configuração standard

Características standard

- Ultra compacta- Largura total: 58 cm/ Longitude total: 107 cm
- Velocidade: 10km/h
- Rodas dianteiras de 9" e traseiras de 14", pretas
- Baterias de 55 Amp
- Almofada 5 cm
- Largura do assento ajustável: 43 a 50 cm
- Ângulo do assento ajustável: 0°,3°,6°
- Ângulo do encosto ajustável: 0°,4°,8° y 12°
- Profundidade do assento ajustável: 41 a 51 cm
- Encosto abatível. Apoio de braços e apoio de pés desmontável



ref.	artigo	P.V.P. Rec
22600200	Q200 R- Com configuração standard.....	4.017 €
Kit cores- Seleccione uma cor		
22609050-001	- Kit cor vermelho.....	s/c
22609050-002	- Kit cor verde.....	s/c
22609050-003	-Kit cor azul.....	s/c
Accesorios		
22609020	- Kit ajuste altura do assento	100 €
22609035	- Trepa-passeios para Q200 R.....	141,67 €