



STERLING® S425

Rev.1 Julho 2019

Facturado a:
 Nome:
 Morada:
 Localidade: Código postal:
 E-Mail:
 Telf: Fax:

Enviado a:
 Nome:
 Morada:
 Localidade: Código postal:
 E-Mail:
 Telf: Fax:

Data da encomenda:
 Nº de encomenda da Sunrise



Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

● = Standard □ = Opção com custo ○ = Opção sem custo

P.V.P Rec: 2.124,74€

Peso máx. utilizador: **150 kg**

Ref. 22200002

CONFIGURAÇÃO STANDARD

- Cor cinzento selénio metalizado
- Velocidade de 12 km/h
- Rodas pneumáticas de 12" / 31 cm pretas
- Baterias de 55 Amp sem manutenção
- Assento Comfort reclinável e giratório de 49x49 cm
- Altura do assento ajustável em 3 posições 45 a 50 cm
- Apoio de braços abatíveis. Ajustáveis em largura, profundidade e ângulo
- Almofada do apoio de braços acolchoado
- Guiador ajustável em ângulo com punhos grandes
- Painel de controle táctil com indicador de bateria de LED
- Luz frontal, piscas dianteiros e traseiros, luz de travão e presença
- Suspensão dianteira e traseira ajustável
- Travões de disco
- Pára-choques dianteiro e traseiro
- Apoio de cabeça
- Rodas anti-volteio
- Cesta frontal
- Cinto de segurança
- Espelhos retrovisores (Isquerdo e Direito)
- Reflectores laterais e traseiros

PVP

ACESSÓRIOS (não se entregam instalados)

22219098	<input type="checkbox"/> Capa para armazenamento	107,94 €
22219097	<input type="checkbox"/> Capa para assento	45,45 €
22219099	<input type="checkbox"/> Capa para cobrir as pernas	107,94 €
22219100	<input type="checkbox"/> Capa para a chuva	136,35 €
22219094	<input type="checkbox"/> Suporte de bengalas (montado no assento)	107,94 €
22219095	<input type="checkbox"/> Suporte de bengalas (montado no pára-choques traseiro)	45,45 €
22219092	<input type="checkbox"/> Mochila	102,26 €
22219096	<input type="checkbox"/> Suporte para andarilhos ou cadeiras de encartar	210,20 €
22219103	<input type="checkbox"/> Kit de carga externo <small>(Cabos para carregar as baterias soltas, não colocadas na scooter) (Baterias e carregador não incluídos)</small>	73,85 €
22219105	<input type="checkbox"/> Triângulo de sinalização de emergência	79,54 €
22219106	<input type="checkbox"/> Kit de suspensão traseira Heavy duty	17,04 €
22219108	<input type="checkbox"/> Kit de pneus maciços (set de 4 unidades)	448,81 €



22219098
Capa para armazenamento



22219097
Capa de assento



22219099
Capa para cobrir as pernas/piernas



22219100
Capa para a chuva



22219094
suporte de canadianas montado no assento



22219095
Suporte de canadianas montado no pára-choques traseiro



22219092
Mochila



22219105
Triângulo de sinalização de emergências



22219096
Suporte para andarilhos ou cadeiras de encostar



22219103
Kit de carga externo (baterias e carregador não incluído)



22219106
Kit de suspensão traseira Heavy duty



22219108
Kit de pneus maciços